

儿童身高体重计hw-700e全自动身高体重坐高测量仪

产品名称	儿童身高体重计hw-700e全自动身高体重坐高测量仪
公司名称	河南乐佳电子科技有限公司
价格	7800.00/台
规格参数	品牌:乐佳电子 型号:HW-700E 适用范围:体检中心幼儿园等
公司地址	郑州市高新技术开发区红松路36号院龙鼎一期209
联系电话	86-182-03652601 18203652601

产品详情

儿童身高体重计hw-700e全自动身高体重坐高测量仪，儿童身高体重坐高秤儿保科HW-700E电子儿童秤

乐佳电子HW-700E是一款先进的儿童身高体重坐高秤，适用于体检中心、幼儿园等地，旨在为儿童的身体健康提供准确的测量数据。本文将介绍此款电子儿童秤的相关知识、细节和指导，帮助用户了解该产品的优势和使用方法。

1. 品牌和型号

品牌：乐佳电子

型号：HW-700E

2. 适用范围

乐佳电子HW-700E适用于以下场所：

体检中心

幼儿园

儿童保健机构

学校

3. 产品细节

乐佳电子HW-700E电子儿童秤具有以下特点：

准确测量：采用先进的传感器技术和算法，确保身高和体重测量结果的准确性。

便捷操作：一键式操作，方便儿童上下秤台，能够快速完成测量过程。

数据存储：内置存储器可存储多条测量数据，方便用户查看和比较儿童生长趋势。

人性化设计：宽大的秤台和柔和的灯光，让儿童在测量过程中感到舒适和放松。

耐用材质：采用高品质材料制造，耐用且易清洁，保证产品长期可靠运行。

4. 使用指导

为了保证测量结果的准确性和儿童的安全，请按照以下步骤正确使用乐佳电子HW-700E电子儿童秤：

确保秤台平稳放置，并保持周围环境安静。

让儿童脱去鞋袜，并穿上轻便的衣物。

请儿童站在秤台上，保持站立姿势稳定。

按下秤台上的开始按钮，让设备自动完成身高和体重的测量。

测量完成后，显示屏会显示儿童的身高和体重数据。

如需存储数据或进行下一次测量，请根据操作指南进行相应操作。

问答：

问：为什么要使用儿童身高体重坐高秤？

答：儿童身高体重坐高秤可以帮助监测儿童的生长发育状况，及时发现身高和体重异常，提供科学依据来评估儿童的健康状况。

问：乐佳电子HW-700E电子儿童秤与其他秤有何不同？

答：乐佳电子HW-700E电子儿童秤专为儿童设计，采用先进的传感器技术和算法，准确测量身高和体重。同时，它具有便捷的操作和人性化的设计，让儿童在测量过程中感到舒适和放松。

问：如何保养乐佳电子HW-700E电子儿童秤？

答：使用软布擦拭秤台和外壳，避免使用化学溶剂。请勿将液体或小颗粒物体溅到秤台上，以免影响秤的正常使用。

打印方式:热敏打印，自动裁纸（精工热敏打印机）

坐高测量配套小椅子：ABS工程模具成型可折叠小椅子

语音提示:有语音自动播报测量结果

数据输出格式:RS-232标准通讯接口连接电脑管理系统，数据上传（选配）