

供应尔玛独霸型双机芯褥疮垫STD-PB

产品名称	供应尔玛独霸型双机芯褥疮垫STD-PB
公司名称	上海怡善医疗器械有限公司
价格	1850.00/张
规格参数	
公司地址	上海市松江区邱家湾44号15幢3楼-505室
联系电话	67644371 13482039409

产品详情

尔玛褥疮垫的工作原理：

自动程控电动装置，可以全自动、全天候工作，通过两根导气管与22个独立的管状气垫相连接，使气垫分为两组交替冲放气产生轻微波动（1，3，5。。。；2，4，6。。。），随着轻微波动的起伏，人体受压迫部位每相隔4~5分钟变换一次，变换患者的体压部位，相当于给病人每小时翻身10余次，每天翻身300次左右。高频率的翻动起到周身按摩，促进血液循环、松弛肌肉的作用。同时轻微波动产生了间隙，使空气自然流通，让皮肤24小时呼吸新鲜空气。气垫表面喷出的微量空气可降低被褥中的潮气和浊气。这样不仅安全，有效地预防了褥疮的发生，而且充分解放人力，完全替代了人工翻身。另外，尔玛褥疮护理气垫不仅能预防褥疮，经大量临床验证，还可以用于治疗褥疮。

颠覆性创新设计的独霸气垫，无底布、无三通连接管，侧地消除了接口处容易破裂漏气的现象，左右通道自然形成，气流畅通无阻。垫子四角拉环拉扣，能方便地固定床上，特别适用于各种护理床、摇床。波纹形气条，能改善人体承压部位的舒适度，交替波动自然产生床垫的左右伸缩微动，按摩效果更好，预防和治疗褥疮效率更高！

主要特点：

- 1、双机芯气泵取消了国内外几十年来一直采用的微电机旋转分配阀配气系统。彻底克服了微电机普遍易坏和转阀磨损而产生的系统泄漏故障；
- 2、两泵芯相隔4-5分钟交替工作，大大降低了泵芯工作强度、泵芯的使用寿命成倍延长；
- 3、全透孔拉环式波动气垫左右通道自然形成，气垫上下通透性良好，取消了底部和20多个三通气嘴及橡胶连接管等复杂构件，彻底克服了传统产品气嘴易损和连接管易老化漏气等常见性缺陷。波动按摩效果更明显。适合于各类型卧床病人防治褥疮，更适合各种病床和摇床，可以任意变换摇床角度。

气垫的耐用程度大大提高，操作、使用、维护、清洗，更方便省力。

拥有三项专利技术：

- 1、实用新型z1200720070935.2双机芯气泵专利。
- 2、实用新型z12010201237435全透孔波动气垫专利。
- 3、外观设计z1201030027164.6全透孔拉环式波动气垫专利。
- 4、气泵外形尺寸 310 × 170 × 170mm
- 5、气垫充气尺寸 1900 × 830 × 76mm

中国专利全透孔医用喷气垫(独霸纹孔)

超低噪音结构，超强度尼龙面料。日本，德国泵芯技术std-pb型独霸动、静两用气垫，波动与不波动两种状态可任意选择，晚上选择不波动更有利于提高睡眠质量。新气泵在保持原来优越性能的基础上，减小体积，增设了独一无二的360度单吊钩装置，可在病床四周任意位置吊挂，实用性更加广泛，使用保养更加方便，更加耐用！

特别适合于长期卧床病人预防褥疮,其特点是：噪音低（35分贝），使用寿命长，为预防减缓褥疮而辅助使用的医疗护理床垫，广泛应用于瘫痪、昏迷、重大手术后、骨折牵引、严重烧伤、冻伤等患者，以及各种重症和终末期患者，适用于医院、敬老院及家庭病床使用。

主要功能：

尔玛独霸双机芯防褥疮气床垫 std-pb电动泵防褥疮垫,舒适低耗具备国际最领先的各种褥疮垫功能、激光高密度透孔、自燃气、动力气巧妙融合强劲有力交替、使用寿命长、低耗、环保、超静音、真空无管、一体成型、最适合长期高摇床、气垫不易损坏、不怕折弯、电子自动调控。

保修：自购买之日起保修1年，保修期外终身提供零配件。

全国范围内部分地区货到付款。上海部分地区免费送货安装，订购热线：021-67644371

13482039409 13816059002

更多产品请登录<http://www.shakzj.com>