

## -5到10度热射病低温急救箱FYL-YS-25A运输用冰箱

产品名称	-5到10度热射病低温急救箱FYL-YS-25A运输用冰箱
公司名称	北京福意电器有限公司经开区分公司
价格	78000.00/台
规格参数	品牌:福意联 发货地:北京 包装:四层包装
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13810107112

### 产品详情

-5到10度热射病低温急救箱FYL-YS-25A运输用冰箱 福意联热射病低温急救设备，能够随车便携和制冷相关物料、物品、冰袋、冰排等，DC12V/24V（直流），配备220V变压器，可实现多功能多场地情况下使用，应急做好随时给病员降温的准备。北京福意电器有限公司专注于恒温设备，加温设备，冷藏设备，低温设备，车载冷藏运输设备的发展创新，为卫生，实验室，科研院校，石油化工，食品检测，农业畜牧，等行业提供仪器设备，产品具备技术，企业通过了ISO9001质量管理体系认证等，福意联人以的用心，为客户提供良好的售后服务；我们与您真诚合作，共同铺设金色的大道。

热射病的症状主要包括体温升高、皮肤灼热、意识模糊、抽搐、昏迷等，患者需要及时就医。

- 1、体温升高 热射病是一种致命性急症，主要是由于高温引起体温调节功能障碍所致，会导致体内产热增加，散热减少。患者体温会明显升高，可达40℃以上，并伴有头痛、肌肉酸痛、乏力等症状。
- 2、皮肤灼热 热射病会导致体内的体温调节中枢出现异常，会使体内的血管扩张，从而使皮肤出现灼热的情况，甚至会伴有皮肤发红的现象。
- 3、意识模糊 热射病会导致体内的水分大量流失，患者会出现意识模糊的情况，而且还有可能会出现嗜睡或者昏迷的现象。
- 4、抽搐 热射病还可能会导致体内的电解质紊乱，会使神经受到损伤，容易出现抽搐的情况，甚至会伴有肌肉的症状。
- 5、昏迷 如果患者的病情比较严重，可能会导致脑细胞受到严重的损伤，还有可能会出现昏迷的情况。如果患者出现热射病的情况，需要及时被转移到通风良好的低温环境，并适当脱去衣服便于散热。对虚脱患者应采用蒸发物理散热降温，如用冷水、冷毛巾等。必要时，还可以采用氯丙嗪、丹曲林等进行。

-5到10度热射病低温急救箱FYL-YS-25A运输用冰箱——按键式控制面板，可按照实际需求设定温度，每度可调可控。

产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制，制冷、制热、显示。

采用风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围较小。

外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。

-5到10度热射病低温急救箱FYL-YS-25A运输用冰箱

-5到10度热射病低温急救箱FYL-YS-25A运输用冰箱