

8种工作模式的多功能高频手术设备 北京索吉瑞

产品名称	8种工作模式的多功能高频手术设备 北京索吉瑞
公司名称	北京索吉瑞科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街甲13号10幢3层302室
联系电话	19910706925

产品详情

ES-200高频手术设备：注册证编号:国械注准20223010778（注册证见首页荣誉资质）

ES-200是一款具有8种工作模式的多功能高频手术设备，其中单极电切模式3种，单极电凝模式3种，双极模式2种；

关切口前，一定要用电刀好好止血，尤其有止血带的。

这一点通常是被很多人忽略的。建议放开止血带、电凝止血后，再冲洗，擦干、再止血，观察无活动出血点才放心。引流固然重要，耐心细致的止血更重要。