

天津市海益达 通用型8杯溶出仪厂家 通用型8杯溶出仪

产品名称	天津市海益达 通用型8杯溶出仪厂家 通用型8杯溶出仪
公司名称	天津市瑞斯德科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区红彤路3号
联系电话	13102286368 13102286368

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市瑞斯德科技有限公司

溶出杯与搅拌桨（篮）一样有不同的编号。使用时也应将溶出杯安装到对应的位置。除了溶出杯的编号要对应外，溶出仪通过了垂直度与同轴度验证后，溶出杯上缘与固定装置相连的位置上都做好标记。如：竖线、箭头。因此，在进行溶出度试验时，应将各篮轴、桨和溶出杯放在原已通过验证的位置上，保持各溶出杯与固定装置的相对位置不变。但是大家在安装溶出仪时往往会忽略这点，使的溶出杯的轴度与搅拌桨的轴度不重合，进而改变溶出杯内溶出介质的流动状态，使溶出数据发生变化。

药物溶出仪的保养内容包括：

- 1、在使用之前应该要检查一下仪器表面是否有很多灰尘，通用型8杯溶出仪厂家，周围是否有的物质，是否离高温发热源很近，地面是否不平坦，周围的通风是否良好，尽量的排除不利环境。如果一起使用的环境不可使，通用型8杯溶出仪报价，不仅会影响到设备的

使用性能，而且可能导致设备出现严重故障。

2、在清洁各类配件的时候，一定要注意切断设备的电源，以免清洁时出现意外事故。而且在每次使用之间也需要检查一下仪器的电源、线路是否良好，有无接触不良的情况，如果有的话，要进行修复。

现在溶出仪一般为全自动或半自动取样，在自动取样溶出仪的取样端，通用型8杯溶出仪价格，一定要安装滤头，若不在取样针的取样端安装滤头，未溶解的样品颗粒会随取样溶液进入仪器管路，一方面，未溶解的颗粒可能堵塞管路，使仪器取样量不准确；另一方面，通用型8杯溶出仪，因为样品从取样端转移到试管的时间（根据取样量不同）一般会有2-5min的间隔，未溶解的颗粒在管路中转移时也会继续溶解，因此会影响测量的准确度或终溶出度。试验结束后，使用过的滤头应在溶媒中超声20-30min后，再用纯化水超声清洗，不能仅用溶出介质浸泡后，用清水冲洗。因为这种方式不能将滤头清洗干净，会影响下次使用。

天津市海益达(图)-通用型8杯溶出仪厂家-通用型8杯溶出仪由天津市瑞斯德科技有限公司提供。天津市瑞斯德科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！