

妇产科医学模型

产品名称	妇产科医学模型
公司名称	上海振育科教设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海振育 型号:ZY-FW3
公司地址	浦东新区新场镇笋南路189号311室
联系电话	021-66270218 13386088996

产品详情

产品名称：妇产科医学模型 产品型号：zy-fw3 了解详情：<http://www.zycpr.com/fkjc/268.html>
联系电话：021-66270218 qq:648451019

功能特点:

该模型为成年女性躯干下半部，由腹腔、盆腔组成。可以做以下操作演示：
正常的子宫触诊、视诊（未产、经产、怀孕、老年）妇科双合诊、三合诊的检查。
阴道窥器与阴道镜检查。 宫内节育器的放置与取出。 妊娠子宫与产后子宫的检查。
观察子宫、卵巢、输卵管、圆韧带和其它位于盆腔的解剖结构。 可调节子宫前后倾斜度角度位置。
骨盆的测量。

相关产品

产品名称	型号	价格	详情
高智能数字化妇产科技能训练系统(3g无线版)	zy-f5600 (3g版)	496800元	查看详情
高智能数字化妇产科技能训练系统(计算机控制)	zy-f56	226800元	查看详情
阴道后穹窿穿刺模型	zy-f51	7500元	查看详情
带有胎儿头的骨盆模型	zy-f23	3600元	查看详情
女性盆骨带胎儿头颅骨模型	zy-11128-1	元	查看详情
产前宫颈变化与产道关系模型	zy-f20g	2400元	查看详

			情
高级产前宫颈变化与产道关系模型	zy-9a	3800元	查看详情
高级分娩综合技能训练模型	zy-f20	8800元	查看详情
高级孕妇检查模型	zy-fw1	5400元	查看详情
高级腹部触诊、分娩机转综合模型	zy-f54	12800元	查看详情
高级手摇分娩机制示教模型	zy-f53	9000元	查看详情
高级分娩与母子急救模拟人	zy-f55	50400元	查看详情
分娩机转示教模型	zy-f6	2600元	查看详情
高级胚胎发育过程模型	zy-ft336	3800元	查看详情
高级子宫底检查评定模型	zy-f31	5200元	查看详情
高级着装式孕妇模型	zy-f21	6400元	查看详情
高级电脑孕妇检查模型	zy-fw2	7600元	查看详情
骨盆测量示教模型	zy-f24	询价元	查看详情
骨盆测量模型	zy-f22	询价元	查看详情
高级人工流产模拟子宫	zy-ft33a	1700元	查看详情
高级透明刮宫模型	zy-ft32	6800元	查看详情
高级难产示教训练模型	zy-f4	2600元	查看详情
高级助产训练模型	zy-f8	2000元	查看详情
高级妇科综合检查训练模型	zy-f35	11000元	查看详情

高级妇科检查训练模型	zy-f30s	5200元	查看详情
高级妇科训练模型	zy-fw3	2800元	查看详情
四部触诊、肛查、阴道检查训练模型	zy-fw3	询价元	查看详情
外阴缝合练习模型	zy-f3b	1000元	查看详情
高级会阴切开缝合技能训练模型	zy-f3a	1500元	查看详情
高级着装式乳房自检模型	zy-f7c	4800元	查看详情
高级乳腺视诊与触诊模型	zy-f7b	6000元	查看详情
高级乳房检查模型	zy-f7a	2000元	查看详情
高级新生儿脐带护理模型	zy-h132	2600元	查看详情
高级30周早产儿模型	zy-ft331b	1400元	查看详情
高级24周早产儿模型	zy-ft331a	1400元	查看详情
高级婴儿护理模型	zy-ft13	5000元	查看详情
高级出生婴儿模型	zy-ft3	500元	查看详情
高智能婴儿模拟人	zy-ft330	8800元	查看详情
高级足月胎儿模型	zy-ft1	440元	查看详情
高级出生婴儿附脐带模型	zy-ft2	300元	查看详情
高级出生婴儿模型	zy-ft3	700元	查看详情
高级满月婴儿模型	zy-ft4	280元	查看详情
高级婴儿模型	zy-ft5	元	查看详情

			情
高级计划生育教学模型	zy-ft33b	1600元	查看详情
男性避孕套练习模型	zy-f5m	500元	查看详情
女性宫内避孕器及训练模型	zy-f5n	300元	查看详情
高级女性避孕器指导模型	zy-f5l	1500元	查看详情
高级女性避孕练习模型	zy-f9b	1400元	查看详情
高级皮下埋入避孕练习手臂	zy-f9c	1400元	查看详情
高级女性避孕练习模型	zy-f9d	400元	查看详情
高级宫内避孕训练模型	zy-f9e	360元	查看详情
高级宫内避孕器训练模型	zy-f9f	300元	查看详情
避孕指导模型	zy-xc417	360元	查看详情
高级子宫宫颈病变模型（8件）	zy-zg	2200元	查看详情

足月胎儿模型的加工：(1)头部的加工：将头部可以活动的足月胎儿模型在其两侧耳廓附近各掏一个小孔(孔要小，以勉强能塞入断绳上的锁扣为宜)，然后将短绳的锁扣塞入两个小孔中)，经过这样的处理，学生在亲手模拟分娩机转时就可通过牵拉断绳完成胎头的半俯屈和俯屈。(2)脐带的加工：在足月胎儿模型肚脐处先掏一个洞(洞的大小以能放入乳胶管为准)，然后将乳胶管从新生儿的头部放入，最后从新生儿腹部掏洞处用止血钳拉出。胎儿模型的腹部用白色宽松紧带紧绕腹一圈且缝好，在白色宽松紧带的腹部掏洞处用剪刀剪一个比乳胶管稍小的洞，并在此洞的周围用针线缝结实以使用的时间更长(白色宽松紧带上的洞与新生儿模型腹部的洞要重叠)。最后，将乳胶管从白色宽松紧带上的洞中取出。乳胶管用完后还可以将新的乳胶管放入，使用时很方便。经过这样的处理后，就可以将该乳胶管作为脐带，并可让学生在在上面练习断脐、脐带结扎等操作。

模拟分娩机转：使用该模型可让学生亲自模拟各种胎方位的分娩机转，以最常见的枕左前位为例说明。(1)使胎头衔接：学生用左手托着胎儿模型，牵拉短绳使胎头取半俯屈状态，以胎头的枕额径进行衔接，使胎头双顶径进入骨盆入口平面。由于枕额径大于骨盆入口前后径，所以胎头矢状缝坐落在骨盆入口的右斜径上，胎头枕骨在骨盆左前方。(2)使胎头下降：用手托着胎儿模型，使其间歇性的下降，下降动作贯穿于分娩全过程。(3)使胎头俯屈：将绕在胎头上的短绳拉紧，使其进一步俯屈，变胎头衔接时的枕额径(11.3cm)为枕下前囟径(9.5cm)，使胎头以最小径线通过产道，有利于胎头继续下降。(4)使胎头内旋转：胎头到达中骨盆平面为适应骨盆纵轴而

旋转，使其矢状缝与中骨盆及骨盆出口前后径相一致的动作称内旋转。可用手托住胎儿模型的背部使其胎头枕部向前旋转45°，后囟转至耻骨弓下。(5)协助完成胎头仰伸：完成内旋转后，胎头枕骨下部达耻骨联合下缘，以耻骨弓为支点，使胎头逐渐仰伸，胎头的顶、额、鼻、口、颞相继娩出。当胎头仰伸时，胎儿双肩径沿左斜径进入骨盆入口。(6)复位及外旋转：胎头娩出后，胎头枕部向左旋转45°。复位，恢复胎头与胎肩的垂直关系。胎肩在盆腔内继续下降，前肩向母体前方中线旋转45°，胎儿双肩径转成与骨盆出口前后径相一致的方向，此时胎头枕部需在外继续向左旋45°，以保持胎头与胎肩的垂直关系。(7)胎儿娩出：完成外旋转后，让学生下压胎儿头颈部，使胎儿前肩在耻骨弓下方娩出，随即托胎颈向上，后肩娩出，胎体及胎儿下肢随之顺利娩出。