

胥硕仪器 PES膜针式过滤器 针式过滤器

产品名称	胥硕仪器 PES膜针式过滤器 针式过滤器
公司名称	苏州胥硕仪器科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区胥口镇上供路288号3幢610室
联系电话	13913102159

产品详情

STARLAB真空过滤瓶的工作原理

STARLAB真空过滤瓶是指使用真空泵将过滤瓶、过滤支架等过滤器材内部的空气抽走，使内外形成压差，从而使外面的大气压推动待过滤的液体通过滤膜。由于真空抽滤的这种原理，所以也被称为减压过滤、负压抽滤等。这种方法和单纯的只使用过滤瓶组、依靠液体自然渗透的膜过滤膜法相比，由于借助了外力，过滤效率得到显著的提升。在抽滤的过程中，因为膜的上下要形成一定压力差，因此，对于膜的耐压性能就有一定的要求，否则，在抽滤的过程中，针式过滤器，容易造成膜的从而导致整个抽滤工作的失败！

STARLAB真空过滤瓶、真空抽滤瓶的一般应用步骤？

首先，你必须有一只的真孔过滤瓶、真空抽滤瓶，否则，针式过滤器如何过滤，操作时会因为各种意外，比如过滤膜、膜孔堵塞或瓶身污染导致所有工作白白浪费！一帮，操作时，先是将过滤瓶的侧臂与真空泵相连并打开瓶盖，将过滤器顶部容器的盖子打开，针式过滤器的用途，将待灭菌培养基倒入顶部的容器中，再打开抽气泵开始抽滤。注意，对于抽滤后的液体，应做进一步的验证，如果您对您的瓶子或整个操作过程的污染没有足够的信心的话。

STARLAB15ml、50ml离心管过滤系统介绍

CytoOne? 离心管过滤系统用于组织培养和微生物培养基、FBS、缓冲液、试剂和其他实验室溶液的灭菌。该系统通过过滤消除液体中的细菌避免潜在的污染被带入离心管，同时也降低了泄漏的风险。

产品特点

- 1) 提供15ml和50ml两种规格的离心管。
- 2) 0.2 μm PES 过滤膜。
- 3) 的真空软管连接使用非常便利。
- 4) 采用原生VI级原料在ISO13485认可的十万级净化车间内生产。
- 5) 无热源、无细胞毒性认证。
- 6) 灭菌等级SAL 10⁻⁶。

胥硕仪器(图)-PES膜针式过滤器-针式过滤器由苏州胥硕仪器科技有限公司提供。苏州胥硕仪器科技有限公司位于苏州市吴中区胥口镇上供路288号3幢610室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前胥硕仪器在实验仪器装置中享有良好的声誉。胥硕仪器取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。胥硕仪器全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。