

# 微量移液器生产 胥硕售后 武汉微量移液器

产品名称	微量移液器生产 胥硕售后 武汉微量移液器
公司名称	苏州胥硕仪器科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区胥口镇上供路288号3幢610室
联系电话	13913102159

## 产品详情

### 特点介绍

德国STARLAB旗下ErgoOne Fast 电动助吸器充分考虑了人性化，以确保研究人员即使在长时间使用过程中亦不会特别疲劳或任何感觉不适。为此 ErgoOne Fast在选材用料上十分考究，其自身重量仅约160g，并且采用了强劲的锂聚合物电池，微量移液器使用，一次满充电后可反复取液、排液达 2000 次左右，避免了不断重复充电。 ...

终于知道移液器里面的滤芯的作用了！

终于知道移液器里面的滤芯的作用了！

很多实验人员都知道，有的移液器里面安装滤芯，但是，很多人并不清楚这个滤芯的真正作用！有的人甚至误以为，滤芯，是防止取液时液体进入移液器的腔体而污染移液器，这说法看似有道理，实则不完全正确！因为，这种情况遇到的很少，而且一旦滤芯被液体浸湿了，也会影响空气的通透，武汉微量移液器，从而影响移液器的功能！那么这个滤芯到底时做什么用的呢？其实，微量移液器生产，这个滤芯时用来阻挡由移液器腔体内落入的颗粒物的，避免颗粒物进入目标液体带来污染！当然，这里说的颗粒物，一般是指非常小的，几乎肉眼难以看见的颗粒物。但即使时这样小的颗粒物，也会给一些高标准、严要求的实验带来污染。因此，选购移液器时，尤其选购带滤芯的移液器时或者是对于目标液体的污染有着比较高的要求时，在选择移液器时，务必考察下预安装的滤芯是否能够达到您的要求，而不是只要有个滤芯在就可以接受！有关滤芯能力判断，我们将在后续介绍中介绍，欢迎继续关注！STARLAB为您提供、低成本的液体处理系列产品，欢迎咨询！

如何选择移液器，小容量移液器连接头用什么材料比较好？

小容量移液器，因配套使用的吸头口径较小，因此，小容量移液器的连接头尺寸，微量移液器的规格，即外径就不能太大，否则无法安装吸头。通常移液器的吸头连接头是由塑料制成的，但因为小容量连接头的尺寸限制，如果使用塑料制成的连接头，则连接头的壁太薄而导致不耐用！有些品牌，

使用金属或铝的连接头，可增加强度，但效果并不是很好！更好的做法是使用不锈钢材质，如STARLAB的移液器。

微量移液器生产-胥硕售后-武汉微量移液器由苏州胥硕仪器科技有限公司提供。苏州胥硕仪器科技有限公司是一家从事“移液器,离心机,PCR多孔板,调温混匀仪,PCR超净台”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“胥硕仪器,STARLAB”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使胥硕仪器在实验仪器装置中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！