

# 医用创口冲洗机使用注意事项

产品名称	医用创口冲洗机使用注意事项
公司名称	河南煜博医疗器械制造有限公司
价格	.00/台
规格参数	配套冲洗液:PH均值8.00-8.10之间 出水温度范围:30 ~ 40 , 出水温度可手动设定 冲洗时间:大于15min
公司地址	郑州经济技术开发区经北一路16号2号楼综合楼3层
联系电话	17337773193 17337773193

## 产品详情

### 医用创口冲洗机使用注意事项

配套冲洗液: PH均值8.00-8.10之间

确保配套冲洗液的PH值在8.00-8.10之间，这是维持创口冲洗机正常运行和提供有效冲洗的关键。

使用PH值低于8.00或高于8.10的冲洗液可能会影响冲洗机的性能，甚至损坏设备。

请定期检查冲洗液的PH值，并及时更换配套冲洗液。

出水温度范围: 30 ~ 40 , 出水温度可手动设定

为确保创口冲洗的舒适性和安全性，出水温度的设定非常重要。

请在30 ~ 40 之间手动设定合适的出水温度。

过低的出水温度可能导致创口感到寒冷，增加患者的不适。

过高的出水温度可能造成创口疼痛、灼伤等不良后果。

冲洗时间: 大于15min

冲洗时间是保证创口彻底清洁的重要因素之一。

建议将冲洗时间设定为大于15分钟，以确保冲洗液充分起效。

较短的冲洗时间可能无法达到理想的效果，增加感染风险。

请根据实际情况和临床医生的建议，合理设置冲洗时间。

## 设备的临床效果

创口冲洗机利用高效的喷射技术和合适的冲洗液，能够彻底清洁创口表面，并有效去除污物和病原微生物。

通过创口冲洗机的使用，可以显著减少手工清洗的操作次数，提高创口的清洁度和抗菌能力。

临床研究表明，创口冲洗机的应用可以降低创口感染和并发症的发生率。

## 产品优势

我们的医用创口冲洗机具有智能化控制系统，可以精确调节冲洗温度和冲洗时间，以满足不同创口的需求。

创口冲洗机采用高效过滤器和加热装置，确保冲洗液的洁净度和温度稳定性。

## 给医护人员所带来的便利

创口冲洗机的自动化操作简化了医护人员的工作流程，节约了时间和人力成本。

医护人员只需设定好创口冲洗机的参数，即可让设备自动完成创口冲洗工作，减轻了工作强度。

## 减轻患者的痛苦

创口冲洗机的温柔喷射方式和恰到好处的水温设置，可以减轻患者在冲洗过程中的疼痛感。

相比传统手工清洗，创口冲洗机的使用不仅更有效，也更舒适，为患者提供更好的治疗体验。

## 符合狂犬病暴露预防处置工作规范

创口冲洗机的设计和使用符合狂犬病暴露预防处置工作规范中对创口清洗的要求。

通过使用创口冲洗机，可以更好地保护医护人员和患者不受病原微生物的感染和传播。

综上所述，作为河南煜博生物科技有限公司的医疗器械销售人员，我们推荐您使用我们的医用创口冲洗机。配套冲洗液的PH值、出水温度的设定、冲洗时间的控制以及设备的临床效果、产品优势、给医护人员的便利和患者痛苦的减轻等多个方面使得我们的创口冲洗机成为医疗行业中的理想选择。感谢您对我们产品的关注，我们将竭诚为您提供服务。