

HI84184 微电脑氟化物分析仪

产品名称	HI84184 微电脑氟化物分析仪
公司名称	东莞市南城松通仪器仪表商行
价格	7600.00/台
规格参数	品牌:HANNA/哈纳 型号:HI84184 测量范围:0.0to5.0mg/L(ppm)F-
公司地址	中国 广东 东莞市 南城区周溪清和坊芒果街5号
联系电话	86-076922409750 13560870976

产品详情

产品标配及价格：

hi 84184 氟化物 (f-) 滴定分析测定, hi610
10氟离子选择电极, hi5315参比电
极、hi7662温度探头、相关附件,
中英文使用说明书, 纸盒包装'

产品介绍：

酒中的氟化物浓度通常在0.1-2 mg/l。葡萄的种植和葡萄酒的酿造过程中,如果控制不当,过量的氟化物就会残留在成品葡萄酒中,对人体健康造成一定程度的危害,因此在葡萄酒生产过程中对氟化物进行测定具有重要的意义。hi84184采用离子选择电极法测量酒中氟化物的含量,采用双相滴定法,快速分析,测量结果直接显示。?基于微电脑控制技术,集离子测定,磁力搅拌于一体?
性能优良操作简单,可直接显示测量结果?人性化设计,具有多种操作标识?可存储50组测量数据

型号

hi 84184

测量范围

0.0 to 5.0 mg/l (ppm) f-

测量精度

读数的5%

取样量	50 ml
对应电极	hi 61010 氟离子选择电极 和 hi 5315参比电极
数据存储	50组测量数据
供电方式	220v/60 hz ; 10va
使用环境	0 to 50 ° c (32 to 122 ° f) ; rh max 95%
尺寸重量	208 × 214 × 163 mm ; 2200 g

选购件：

hi 7662	不锈钢温度探头，线长：1米'
hi 7075s	氟离子电极填充液，kno3 + kcl ; 规格：30 ml，瓶装'
hi 84184-0	氟化物 (f-) 滴定专用tisab氟离子 电极调整液，规格：100 ml'
hi 84184-1	氟化物 (f-) 滴定专用氟离子标准 液no.1，规格：500 ml'
hi 84184-2	氟化物 (f-) 滴定专用氟离子标准 液no.2，规格：500 ml'
hi 84184-20	氟化物 (f-) 滴定分析专用试剂包 '，规格：20次'
hi 5315	参比电极，和hi61014钾离子电极配 套使用'
hi 61010	氟化物 (f-) 滴定分析专用氟离子 电极，测量范围：0.0 to 5.0 ppt (f-)'

本产品的品牌是HANNA/哈纳，型号为HI84184，测量范围是0.0to5.0mg/L(ppm)F-，测量精度为读数的5%，分辨率是0.00，电源电压为220V/60Hz；，用途是葡萄酒生产过程中对氟化物进行测定