

# 辰星医疗 防水pu膜加吸水棉电极贴加工

产品名称	辰星医疗 防水pu膜加吸水棉电极贴加工
公司名称	济宁辰星医疗科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	翰辰:膏药布 12*16:6*6 7*7 四川:广元市
公司地址	济宁市嘉祥县冠亚大厦2单元
联系电话	0537-3216092 18053773692

## 产品详情

### 三伏贴厂家

/批发防水贴/沾水不掉的透明穴位贴,防水贴由PU膜、热熔胶和离型纸组成。根据客户需求可以加防渗膜、防渗圈。替代传统的牛皮纸膏药底布,采用生物相容性高的吸附材料,对皮肤无刺激,无细胞毒性,不粘连皮肤组织。解决了在洗澡的时候不能使用膏药贴的难题,而且本款产品采用进口医用压敏胶,使产品在使用的时候,粘性度高。不易脱落,、加上PS切口,使用产品时方便简单,PU的超强弹性适合在身体的每个关节使用,舒适,方便弯曲活动。

### 膏药布

的材质也可以根据客户的要求定制。有无纺布和水刺布的透气性比较好的,也有防水的膏药布。在日常生活中大家会出现扭伤、受风,或是莫名其妙的颈肩痛,这时候大家都会选择确切、使用方便的无纺布膏贴布,膏贴布能够缓解大家的疼痛,后不仅导致治果不佳,还会给皮肤带来伤害。防水膏药布是一款透明的膏药膜,很薄的一层,本身具有防水功效,所以只需加防渗圈就可以,把熬制好的膏药放在防渗圈中央滩涂均匀,需要的时候贴敷在皮肤上。

使用方法:加药时把产品附着面的隔离纸揭开,把调制好的膏药放到膏药贴中央,膏药是先摊在专用硅油纸上,冷却凝固后再倒在PU膜密封圈内。然后把隔离纸合拢,使用时把纸揭掉贴到患处,再撕掉表层的PET薄膜,就是我们看到的那层带有图案的PET.后贴在皮肤上的是一层极薄的PU膏药膜。