

药用包装材料偏二氯乙烯单体含量检测机构

产品名称	药用包装材料偏二氯乙烯单体含量检测机构
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司检测部
价格	.00/件
规格参数	检测标准:YBB 00152003-2015 测试周期:7-10个工作日 服务:一站式检测服务
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 17312626973

产品详情

YBB60362012

偏二氯乙烯单体测定法

Pianerl ü yixi Danti Cedingfa

Tests for Determination of Ethylene Dichloride

本法适用于聚偏二氯乙烯产品中残留偏二氯乙烯单体的测定。本法以气—固平衡为基础，在密封容器内，在一定的温度下，试样中残留的偏二氯乙烯迅速地向空间扩散，达到平衡后，取定量顶空气体注入色谱仪中分析，以保留时间定性，峰面积定量。

本法照气相色谱法（中国药典2010年版二部附录VE）测定。色谱条件与系统适用性试验

1、填充柱（推荐）：固定相为涂有2.5%邻苯二甲酸二辛酯和2.5%有机皂土34[Bentone34][二

甲基双十八烷基铵皂土]的102硅藻土担体的填充柱。

测定条件（推荐） 柱温70 ° ，进样口温度130C，检测温度130 ，氮气25ml/min，氢气30ml/min，空气400ml/min

检测器 火焰离子化检测器（FID）