

化学试剂储存冰箱

产品名称	化学试剂储存冰箱
公司名称	北京福意电器有限公司营销部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804756 13910804756

产品详情

化学试剂储存冰箱公司介绍：

北京福意电器有限公司是一家从事实验室医疗恒温冰箱等仪器、经营、销售和售后的企业。公司位于祖国的-北京。公司坚持“做事以善为先，做事有章可循”的企业经营理念，建立了以客户为的快速反应及反馈机制，形成了以“以诚立人以德敬人”的企业文化。并建立了完善的质量管理体系，获得了ISO9001和认证。

化学试剂储存冰箱参数：

小型恒温冷藏箱

产品型号	容积	温控范围	功率	外形尺寸（mm）	层架数量
FYL-YS-66L	62L	2-8	85W	430 × 480 × 640mm	4
FYL-YS-88L	88L	2-8	85W	480 × 490 × 840mm	4
FYL-YS-100E	100L	2-8	85W	480 × 490 × 840mm	4
FYL-YS-50L	50L	4-38	85W	430 × 480 × 510mm	2
FYL-YS-100L	100L	4-38	85W	480 × 490 × 840mm	4
FYL-YS-138L	138L	4-38	85W	540 × 550 × 840mm	4

中型恒温冷藏箱

FYL-YS-150L	150L	2-48	100W	595 × 570 × 865mm	4
FYL-YS-230L	230L	2-48	160W	595 × 590 × 1215mm	4
FYL-YS-280L	280L	2-48	160W	595 × 570 × 1445mm	6
FYL-YS-310L	310L	2-48	160W	595 × 695 × 1315mm	4
FYL-YS-430L	430L	2-48	160W	595 × 680 × 1805mm	8

对开门恒温冷藏箱

FYL-YS-828L	828L	2-48	360w	1262 × 680 × 1818mm	5
FYL-YS-1028L	1028L	2-48	360w	1262 × 680 × 2105mm	6

低温恒温冷藏箱

FYL-YS-128	88L	-30-10	110W	550 × 560 × 850mm	4
FYL-YS-50LL	50L	-12-10	70W	430 × 480 × 510mm	2
FYL-YS-100LL	100	-12-10	70W	480 × 490 × 840mm	4

1、型号：FYL-YS-150L2、有效容积：150L3、气候类型：N,SN4、额定电压：220V5、额定频率：50Hz6、额定输入电流：0.8A7、噪音（声功计）：42dB（A）8、制冷剂用量：R600a(43g)9、温控范围：2-48（每度可调可控，热补偿功能）10、箱体尺寸：595*570*865mm11、内径尺寸：520*440*660mm12、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统、制冷系统、制热系统、显示系统。13、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。14、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露15、电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。16、优良温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。17、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。18、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。19、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。20、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。21、箱体采用优良钢板，经优良防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。22、配置安全锁，可实现人管。

化学试剂储存冰箱售后：

一、我方确保按签订合同确定的设备和价格供货。二、质量保证:我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配路，设备质量符合质量检测标准，我方提供的设备全部都有相关或。三、包装:我方提供的设备将严格按照标准包装完好，并承诺*无损的运抵现场。四、验收:我方承诺所供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。验收过程中如出现问题我方将严格按照“三包”政策执行。

化学试剂储存冰箱特点：

内置微电脑数控系统，温度数字显示，可通过调节LED面板，温度每度恒温可调。清度电脑温度控制系统：可根据环境温度的变化自动选择制冷加热功能。噪音设计：采用新压缩机制冷，，节能。降温或制热速度，风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。

售后服务

- 1、使用前检查电源，要有良好地线。
- 2、恒温箱设备，切勿将物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置物品。
- 3、箱内保持清洁，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度。
- 4、使用时应定时监看，以免温度升降影响使用效果或发生事故。
- 5、切勿拧动箱内感温器，放物品时也要避免碰撞感温器，否则温度不稳定。
- 6、检修时应切断电源。