

# 10KM脱气仪 海益达仪器 FTQ 10KM脱气仪

产品名称	10KM脱气仪 海益达仪器 FTQ 10KM脱气仪
公司名称	天津市瑞斯德科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区红彤路3号
联系电话	13102286368 13102286368

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市海益达仪器设备有限公司

使用操作方法：1、安装调试：打开仪器包装箱，FTQ-10KM脱气仪价格，取出装箱单，逐条核对装箱物品是否齐全，检查有无损坏若无损坏，请按下述步骤进行操作。

1) 放置仪器 打开包装箱，取出仪器，将其放置在试验台上。如有小车的型号，仪器安装到小车上即可。将手持机构放置在试验台或者小车上。2) 安装仪器 将进水管、出液手持机构和手持按钮航空插头安装到仪器上。3) 静置仪器 将本仪器静置2小时，期间不得对其进行任何操作。4) 连接电源 静置2小时后，将仪器的电源连接到实验室的电源上。确保实验室的电压为AC220V。连线时要关上仪器开关，避免损坏。禁止带电插拔。

所用交流电源应有保护接地，通过三线插座使仪器机壳可靠接地，确保安全。

在线脱气仪的保养维护：1.高精度供液：溶出介质加注体积精度为设定体积的 $\pm 3\%$ 。

2.可变的分配体积：进行系统校准后，可在250ml到任意范围内进行快速设定。

3.可处理多种溶出介质：溶出实验常用的纯水、蒸馏水。

4.可变温度设定：温度调节范围为室温到45 。

5.易于维护和保养，机内所有配件可快速更换及维护。

6.设计紧凑：通过手柄供液，方便对溶出杯直接加注。 7.操作简便：高分辨率液晶屏显示和触控操作，FTQ-10KM脱气仪厂家，交互界面简单直观。同时还支持手柄直接操作和控制，单人即可独立完成溶出介质脱气和加注工作。 8.在线加热：溶出介质在进行脱气前进行预加热，提高了脱气效率。同时节约了溶出介质在溶出仪中的加热等待时间。

真空脱气仪主要有以下性能特点：

1、将加热、循环、抽真空三种方法合而为一，实现对溶出介质的脱气;

2、同时具备自动与手动功能，FTQ-10KM脱气仪，自动功能下，一键实现进液、加热、循环、脱气功能;手动模式下，用户可自由控制各项操作，满足不同溶出介质的需求;

3、采用8英寸全彩触控屏设计，操作软件全中文设计，操作过程一目了然;

4、具有故障自诊断功能，FTQ-10KM脱气仪，对于仪器运行中出现的异常现象自动提示与报警;

5、具有校准功能，可对于温度和压力进行校准，确保仪器运转正常;

6、采用加热循环方式，有效的缩短了溶出介质的脱气时间;

7、采用罐体体积高达35L，满足多种实验需求用量;

8、采用微电脑话控制技术，自动化程度高;

9、采用紫外线灭菌装置，溶出介质脱气同时具有灭菌功能。

10KM脱气仪-海益达仪器-FTQ-10KM脱气仪价格由天津市海益达仪器设备有限公司提供。10KM脱气仪-海益达仪器-FTQ-10KM脱气仪价格是天津市海益达仪器设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：商银洙。