

# 医用液体恒温箱手术室生理盐水37度保存设备

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 医用液体恒温箱手术室生理盐水37度保存设备    |
| 公司名称 | 北京福意联                    |
| 价格   | .00/件                    |
| 规格参数 |                          |
| 公司地址 | 北京市大兴区亦庄开发区              |
| 联系电话 | 010-63332726 13810107367 |

## 产品详情

医用液体恒温箱手术室生理盐水37度保存设备厂家简介：

医用液体恒温箱手术室生理盐水37度保存设备厂家北京福意联有限公司多年以来，为了能够掌控更高的产品、更精密的技能、的经营理念；不断开发新的产品，不断提升用户体验；并努力降低成本，把其利润回馈给客户，使其能拥有优良、价格合理、到位之产品，进而达到与市场互利共赢的双赢面。

医用液体恒温箱手术室生理盐水37度保存设备参数：

医用液体恒温箱手术室生理盐水37度保存设备：特点：

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统、制冷系统、加热系统、显示系统。
- 2、箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计，增加了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品。
- 3、门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。
- 4、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。
- 5、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85湿度无凝露。
- 6、微电脑程序控制温度，LCD数码显示，无须按键输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定需温度，数字式显示，读取数字为方便。
- 7、完善的报警系统，可实现高低温报警、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警，保证运行防止发生意外。
- 8、采用新型风道设计和循环系统设计，气流方向更加科学合理，使工作室温度均匀恒温无死角。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设温度要求、温度度高。
- 9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 10、此产品可做嵌入式恒温加热设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。
- 11、箱体外壳均采用优良A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电、喷塑处理,增加了外观质感和洁净度。

医用液体恒温箱手术室生理盐水37度保存设备：

使用恒温箱的注意事项（1）检查恒温箱的外观先看箱门。箱门要方正，不歪斜变形，箱体表面应该平整无损。管路、压缩机等有无外伤，管路有无被压扁，焊口是否有油迹或脱焊处等。（2）检查电恒温箱的门封是否紧密。门的门缝各处，如果纸条被夹得比较紧，不会自行滑落，说明此恒温箱的磁性门封良好。（3）检查恒温箱内照明灯灯泡要完好无损，恒温箱通电后打开箱门，照明灯立即亮；关恒温箱门，照明灯应立即熄灭。（4）检查压缩机选购电恒温箱时，主要的是观察恒温箱压缩机等主要部件的性能。如果允许，可用两台恒温箱先检查压缩机的启动性能。当电源接通后，恒温箱能启动并进入运行；切断电源时，恒温箱正常停机；再次启动起来，并正常运行，这说明压缩机启动性能良好。当电源接通后，压缩机立刻启动，启动约几秒钟后又自行进入正常运行状态，压缩机启动性能不好。2）然后检查电恒温箱的制冷性能。接通电源，恒温箱运行约20min，用手触摸冷凝器上部热，下部较冷，说明制冷系统正常。

福意联恒温、冷藏设备等等。福意联（FU.YI.LIAN）有志于将国学文化的传承与西方的汲取融合发展，力争成为“新概念国货”的中坚力量。打造一支具有“化、职业化、化”高素质的精英团队，竭力探索出一条跨界智造的新路径！

医用液体恒温箱手术室生理盐水37度保存设备