

12杯溶出仪厂家 12杯溶出仪 天津海益达

产品名称	12杯溶出仪厂家 12杯溶出仪 天津海益达
公司名称	天津市瑞斯德科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区红彤路3号
联系电话	13102286368 13102286368

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市海益达仪器设备有限公司

A．仪器对定时开机/定时关机的判定以转杆的起始状态为准。如：转杆不转，温控开启，判为“定时开机”，执行伊始会自动关闭温控，执行终了时再开启；若转杆转，温控关闭，12杯溶出仪厂家，则判为“定时关机”，12杯溶出仪价格，执行时对温控状态不予理睬。

B．定时状态执行过程中也可修改定时预置时间（长于已执行时间才有效）。切记，必须按[确认]键予以确认。

C．定时状态执行过程中，若任一[启/停]键被按下，则定时状态失效（返回起始状态）。因为既然有人操作，12杯溶出仪多少钱，就无须自动定时开/关机了。

D．定时状态设定的预置时间自动存储，下次开机有效。

现在溶出仪一般为全自动或半自动取样，在自动取样溶出仪的取样端，一定要安装滤头，若不在取样针的取样端安装滤头，未溶解的样品颗粒会随取样溶液进入仪器管路，一方面，12杯溶出仪，未溶解的颗粒可能堵塞管路，使仪器取样量不准确；另一方面，因为样品从取样端转移到试管的时间（根据取样量不同）一般会有2-5min的间隔，未溶解的颗粒在管路中转移时也会继续溶解，因此会影响测量的准确度或终溶出度。试验结束后，使用过的滤头应在溶媒中超声20-30min后，再用纯化水超声清洗，不能仅用溶出介质浸泡后，用清水冲洗。因为这种方式不能将滤头清洗干净，会影响下次使用。

药物溶出度仪使用注意事项：

按动面板的“复位”键将使计算机复位，即温度窗恢复等待状态，只显示当前水浴实际温度；时钟窗恢复到常规取样时间的预置状态，但显示的是刚才显示的数值；转速窗恢复到转速预置状态，显示的也是刚才显示的数值，运行停止。因此，在正式进行溶出试验以后，请勿随意按动“复位”键！前已述及，也不要随意按动转速窗上的“选择”键！否则转轴将停止转动。

仪器使用完毕后，请把仪器及附件清洗干净，保持清洁。

12杯溶出仪厂家-12杯溶出仪-

天津海益达由天津市海益达仪器设备有限公司提供。天津市海益达仪器设备有限公司是天津 天津市,仪器仪表元器件及器材的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在海益达领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创海益达更加美好的未来。