

# 湖南中伦导乐球使用方法介绍配合湖南中伦导乐架一起使用

产品名称	湖南中伦导乐球使用方法介绍配合湖南中伦导乐架一起使用
公司名称	湖南中伦精密科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	湖南省长沙市岳麓区望月湖街道望月湖9片1栋102房
联系电话	18273146314 18273146314

## 产品详情

导乐球，也称为分娩球或助产球，是一种专门设计用于分娩过程中的辅助工具。以下是根据搜索结果提供的导乐球的参数和特征：

**尺寸和型号：**导乐球的尺寸和型号通常根据孕妇的身高来选择。例如，小号适合身高158cm以下的孕妇；中号适合身高155-168cm的孕妇；大号则适合身高165cm以上的孕妇。

**材质：**导乐球通常由PVC材料制成，具有加厚度2.0-2.4mm，以确保其耐用性和安全性。

**颜色：**导乐球通常选择暖色调，如粉红色，以营造舒适和温馨的氛围。

**安全特性：**导乐球设计有防爆功能，能够在高压超载时自动放气，确保使用过程中的安全。

**使用场所：**导乐球主要用于产房医用环境，属于医用级别的辅助器材。

**品牌和产地：**例如湖南中伦品牌导乐球，产地为中国长沙市，该品牌提供多种导乐分娩相关产品。

**存储条件：**导乐球应存放在阴凉处，避免高温或直射阳光，以维持其材料性能和延长使用寿命。

**配套设备：**湖南中伦导乐球通常配有专用的湖南中伦导乐架，材质为不锈钢，具有耐腐蚀和高强度的特性，以确保在使用过程中的稳定性。

**作用：**湖南中伦导乐球能够帮助减轻腹部阵痛，分散产妇注意力，促进宫口扩张，缓解腰部不适，促进血液循环，节省体力等。

**使用步骤：**使用导乐球时，首先需要将其充气至约90%的作用，然后孕妇可以坐在球上进行上下晃动、左右晃动，配合做导乐球操，以缓解会阴疼痛和放松盆底肌肉。

以上信息提供了导乐球的基本参数和使用方法，有助于孕妇和医疗专业人员更好地理解和使用这一分娩辅助工具。