

ZD-3加宽1.1米，多功能翻身瘫痪病床

| | |
|------|------------------------|
| 产品名称 | ZD-3加宽1.1米，多功能翻身瘫痪病床 |
| 公司名称 | 上海怡善医疗器械有限公司 |
| 价格 | 2680.00/张 |
| 规格参数 | 品牌:ys 型号:加宽1.1米 |
| 公司地址 | 上海市松江区邱家湾44号15幢3楼-505室 |
| 联系电话 | 67644371 13482039409 |

产品详情

zd-3加宽1.1米翻身多功能护理床、家庭护理床全下腿设计使用方便、结构合理，是解决残、瘫不能活动病人和大小便难、移动、看电视、书写、娱乐、吃饭难等问题而设计的专用护理床，让病患方便躺坐，双侧翻功能让病患翻身不再难！另外，本款护理床配置有移动餐桌，可拆卸护栏，嵌入式洗头设计，送洗头盆，便孔设计更贴心，万向静音轮从细节彰显品质，全功能护理床，给患者最贴心的呵护，给守护患者的您带来更多的便利。

配套部件

- 1.高档abs床头/高档木制床头
- 2.高档升降护栏
- 3.工程橡塑高档静音轮4个，都带刹车
- 4.六公分床垫（4cm棕2cm海绵），床垫加内胆，床套可拆洗（床套颜色以实物为准）
- 5.专用餐桌，洗头盆，输液架

注意：所标价格包含以上所有配置！无需另外加钱！

本产品加宽1.1米升级加固版翻身护理床二种颜色可供选择

产品优势

1.钢结构床体

床体采用钢管焊接，外形整齐，表面没有锋棱，焊接牢固，焊缝光滑均匀。（穿采用材质为方刚，请买家自己甄别）

2.全下腿操作，防止夹伤

像中间部分下腿的护理床，可能在抬腿操作时腿靠在一边，而护理人员在摇手柄又没看到，从而导致夹上伤病患的悲剧发生。此款护理床采用全下腿设计，而且控制器操作，完全避免了这一意外的发生。

3.可折叠摇柄

可折叠收起的摇柄设计，不用时收起，让护理人员护理时更加方便，避免意外发生。

4.可折叠护栏

按动一头的红色按钮可折叠收起，方便患者的上下床，也方便护理人员护理。

5.可拆卸床头

床头床尾板采用进口abs材质整体吹塑成型（或实木木制床头），表面光滑，开关设在外面可轻松装卸，可插床头卡。

6.双横梁支撑

护理采用双层横梁设计，杜绝长期摇动产生的晃动隐患，终生无忧，放心使用。

产品特点

1.配备静音刹车功能的万向脚轮，更具安全性。产品外形美观、

2.大方，当摆正床体后按下脚轮的刹车装置就能轻松实现床体的定位，患者在床头做任何动作，都能保证床体不再移动，为患者充分提供更理想更安全的修养方式。

3.此款护理床便空采用摇柄控制设计，只需要护理人员轻轻转动手柄，便空便会打开，不用挪动病人，给护理人员 和病患都减少麻烦。

4.床垫采用棕丝纤维制成，没有异味，是经过高温高压处理，床垫实际厚度为6cm（4cm棕丝+2cm海绵）

5.新款钢管加宽设计，增加受力面积，承重力更大。

产品功能

1.手动起背下曲腿功能

通过摇柄间控制可以在0-80度范围内背部升起，方便病人生活起居。背板采用方管连接，在升起的过程中病人不易下滑。

可以在病人坐起时小腿下弯曲，符合人体工学原理。方便床上洗脚、泡脚。下弯曲角度可在0-80度之间随意调节。

2.手动翻身功能

通过摇柄控制可以使病人在0-45度左右翻身，从而促进病人背部、臀部血液循环，防止褥疮。采用方管连接，病人不易发生侧滑现象。左右翻身最大角度45度、采用护理床最新款加宽连接板、翻身时使病人更加舒适和实用。

3.手动舒展功能

上曲腿功能可以起到舒展的作用，可以保持身体原有机能。经常卧床的老人或病人，需要经常性的进行舒展活动，以保障身体的机能不再继续恶化，并增加卧床的舒适度，舒展功能有助于老人或者病患进行腿部的伸屈活动，以促进血液循环，从而保障整个身体机能的恢复，气色以及精神都会以步步友好的进展。

4.洗头功能

洗头时，将床头的头位垫取走，将洗头盆插上下水管，放置在头位垫处，既可为病人完成洗头，洗头完毕，水管接从下水口将水放出，然后进行二次刷洗头发。此功能还可以提高人体的免疫力、排毒、促进血液循环、加强身体的呼吸等。

5.就餐功能

6.洗脚功能

7.坐便功能

全国范围内部分地区货到付款。上海地区免费送货安装货到付款!

保修：自购买之日起保修1年，保修期外终身提供零配件。

全国范围内部分地区货到付款。上海部分地区免费送货安装，订购热线：021-67644371

13482039409 13816059002

更多产品请登录<http://www.shakzj.com>