

玻璃化转变温度dsc测定，软质泡棉比热容测试

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 玻璃化转变温度dsc测定，软质泡棉比热容测试 |
| 公司名称 | 无锡万博检测科技有限公司 |
| 价格 | 100.00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼 |
| 联系电话 | 13083509927 18115771803 |

产品详情

玻璃化转变温度dsc测定，软质泡棉比热容测试

测试步骤

- 1、由于样品已经制造固体小颗粒，符合我们的测试要求，无需制样，直接使用。称取适量样品，一般为10~20mg，放置于坩埚中，光滑一面靠近坩埚底部。
- 2、将空坩埚放入天平称重，去皮，加入样品，此时重量为样品的质量。
- 3、将样品放入设备中，左边放空坩埚作为参比物，右边放入样品坩埚。
- 4、打开软件，新建试验，并输入参数，依次输入样品名称，样品质量，操作员，截止温度，扫描速率，气氛，非OIT。

试验参数：

样品名称：尼龙6

样品质量：12mg

升温速率：10 /min

气氛：NC（不接气氛）

5、点击连接仪器，连接成功后，点击开始按钮，设备开始运行。

6、等待试验结束，对曲线进行分析。