

玉山曲线马弗炉小型塑料灰分实验炉

产品名称	玉山曲线马弗炉小型塑料灰分实验炉
公司名称	德耐热（上海）电炉有限公司
价格	6000.00/台
规格参数	保护装置:超温报警停止加热 内胆材质:高温耐火材料 加热方式:电加热
公司地址	上海市奉贤区海坤路1号1幢
联系电话	13122073935

产品详情

玉山曲线马弗炉小型塑料灰分实验炉马弗炉使用时要注意的事项 当马弗炉次使用或者长期停用后再次使用时，必须要进行烘炉干燥:在20~200 打开炉门烘2-3h, 200~600 关门烘2-3h, 实验前，温控器应避免震动，放置位置与电炉不宜太近，防止过热使电子元件不能正常工作,搬动温控器时要关闭电源,使用前，将温控器调至所需工作温度，打开启动编码使马弗炉通电，此时电流表有读数产生，温控表实测温度值逐渐上升，表示马弗炉、温控器均正常工作,(一)工作环境要求无易燃易物品和腐蚀性气体，不能往炉膛内直接灌注液体及熔解金属，经常保持炉膛内的清洁,(二)使用时炉膛温度不得超过炉温，也不得在额定温度下长时间工作,实验过程中，使用人不得离开，随时注意温度的变化，如发现异常情况，应立即断电，并由维修人员检修,

(三)使用时炉门要轻关轻开，以防损坏机件,坩埚钳放取样品时要轻拿轻放，以保证安全和避免损坏炉膛,(四)温度超过600度后不要打开炉门,等炉膛内温度自然冷却后再打开炉门,(五)实验完毕后，样品退出加热并关掉电源，在炉膛内放取样品时，应先微开炉门，待样品稍冷却后再小心夹取样品，防止,(六)加热后的坩埚宜转移到干燥器中冷却，放置缓冲耐火材料上，防止吸潮炸，裂，后称量,

(七)搬运马弗炉时，注意避免严重共振，放置远离易燃易爆、水等物品,严禁抬炉门，避免炉门损坏
玉山曲线马弗炉小型塑料灰分实验炉 工业箱式气氛炉是一种用于热处理金属材料的设备，它采用箱式结构，内部设有加热元件和控制系统，可通过调节加热温度和气氛组成，实现对金属材料的热处理，工业箱式气氛炉的主要特点包括：1.

灵活性高：可以根据不同的热处理需求，调节加热温度和气氛组成，以实现不同的热处理效果，2.
温度控制：箱式气氛炉配备了的温度控制系统，可以控制加热温度，确保热处理的稳定性和一致性，3.
省时省力：工业箱式气氛炉具有快速加热和冷却的能力，可以提高热处理效率，节省时间和人力成本，4.

安全可靠：工业箱式气氛炉采用的安全控制系统，具有过温、过压等保护功能，确保操作人员的安全，5. 应用广泛：工业箱式气氛炉可用于金属材料的热处理，包括淬火、回火、退火、时效等工艺，
总之，工业箱式气氛炉是一种重要的热处理设备，广泛应用于金属加工业，能够提高产品的质量和性能