

脱气仪 海益达仪器 脱气仪

产品名称	脱气仪 海益达仪器 脱气仪
公司名称	天津市瑞斯德科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区红彤路3号
联系电话	13102286368 13102286368

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市海益达仪器设备有限公司

膜脱气仪此后烟气进入筒体。筒体是一个圆形筒体，水从除尘器上部注水槽进入筒内，使整个圆筒内壁形成一层水膜从上而下流动，烟气由筒体下部切向进入，在筒体内旋转上升，含尘气体在离心力作用下始终与筒体内壁面的水膜发生摩擦，这样含尘气体被水膜湿润，尘粒随水流到除尘器底部，脱气仪，从溢水孔排走。在筒体底部封底并设有水封槽以防止烟气从低部漏出，有清理孔便于进行筒体底部清理。除尘后废水由底部溢流孔排出进入沉淀池，沉淀中和，循环使用。净化后的气体，通过筒体上部锥体部分引出，从而达到除尘目的。如在循环池中加入碱性水（PH值 9），可起到脱硫效果。

- 真空脱气仪的主要特点：
- 1.外观简洁，脱气仪价格，大气，所占空间小。操作高度运用了人体工程学技术，操作方便。
 - 2.采用液晶触摸显示屏，操作界面采用扁平化设计，时尚、直观、友好，使用简便。
 - 3.一键进液、脱气、排液，方便快捷。
 - 4.进液过程和排液过程均有计量，解决了人工量取的繁琐和误差。
 - 5.加热、循环、真空三法合一，实现对溶液的脱气。

- 6.本设备有预约功能，可以提前处理液体，节省实验前期准备时间。
- 7.本设备装置用智能加热器，保证排出的液体达到实验温度要求。
- 8.本设备装置有紫外线杀菌装置，对液体进行灭菌，延长设备的维护周期。
- 9.可以设置多个使用账户，存储用户登录信息及实验记录。

使用操作方法：1、安装调试：打开仪器包装箱，脱气仪报价，取出装箱单，逐条核对装箱物品是否齐全，检查有无损坏若无损坏，脱气仪厂家，请按下述步骤进行操作。

- 1) 放置仪器 打开包装箱，取出仪器，将其放置在试验台上。如有小车的型号，仪器安装到小车上即可。将手持机构放置在试验台或者小车上。
- 2) 安装仪器 将进水管、出液手持机构和手持按钮航空插头安装到仪器上。
- 3) 静置仪器 将本仪器静置2小时，期间不得对其进行任何操作。
- 4) 连接电源 静置2小时后，将仪器的电源连接到实验室的电源上。确保实验室的电压为AC220V。连线时要关上仪器开关，避免损坏。禁止带电插拔。

所用交流电源应有保护接地，通过三线插座使仪器机壳可靠接地，确保安全。

脱气仪-海益达仪器-脱气仪报价由天津市海益达仪器设备有限公司提供。天津市海益达仪器设备有限公司是一家从事“药检仪器”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“海益达”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使海益达在仪器仪表元器件及器材中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！