

SBS-100数控计滴自动部分收集器

产品名称	SBS-100数控计滴自动部分收集器
公司名称	上海沪粤明科学仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:SBS-100 类型:水质采样器
公司地址	上海市金山区金山卫镇钱鑫路267号104室
联系电话	86 021 53751203/63216650 13818412088

产品详情

产 品 名 称	型 号	外形尺寸长×宽×高	主 要 技 术 参 数
自动部份 收 集 器	bs-16a	335 × 255 × 360	收集试管：16支，每支最大容量：100ml 定时收集范围：1秒—9999分，任意选择 断电数据保存功能，保存时间：十年
	bs-30a	335 × 255 × 340	收集漏斗：30只，收集量无限（外接容器） 定时收集范围：1秒—9999分，任意选择 断电数据保存功能，保存时间：十年
	bs-100a	335 × 255 × 340	收集试管：100支，每支最大容量：12ml 定时收集范围：1秒—9999分，任意选择 断电数据保存功能，保存时间：十年
	bs-160a	335 × 255 × 340	收集试管：160支，每支最大容量：5ml 定时收集范围：1秒—9999分，任意选择 断电数据保存功能，保存时间：十年
自动部份收集器（耐有机型）	bs-100n	335 × 255 × 340	收集试管：100支，每支最大容量：12ml 定时收集范围：1秒—9999分，任意选择 断电数据保存功能，保存时间：十年
注:bs系列自动部份收集器采用液晶蓝屏显示、全中文菜单操作、可任意设置管号，具有数据记忆和断电数据记忆功能。			
电子钟控 自动部份收集器	bsz-12	480 × 480 × 450	收集容器：12只，每只最大容量：1000ml 定时收集范围：1秒—24小时，任意选择 断电数据保存功能，保存时间：十年
	bsz-16	335 × 255 × 360	收集试管：16支，每支最大容量：100ml 定时收集范围：1秒—24小时，任意选择 断电数据保存功能，保存时间：十年
	bsz-30	335 × 255 × 340	收集漏斗：30只，收集量无限（外接容器）

			定时收集范围：1秒—24小时，任意选择 断电数据保存功能，保存时间：十年
	bsz-40	335 × 255 × 340	收集试管：40支，每支最大容量：50ml 定时收集范围：1秒—24小时，任意选择 断电数据保存功能，保存时间：十年
	bsz-100	335 × 255 × 340	收集试管：100支，每支最大容量：12ml 定时收集范围：1秒—24小时，任意选择 断电数据保存功能，保存时间：十年
	bsz-160	335 × 255 × 340	收集试管：160支，每支最大容量：5ml 定时收集范围：1秒—24小时，任意选择 断电数据保存功能，保存时间：十年
注:bsz系列自动部份收集器采用液晶蓝屏显示、全中文菜单操作、可任意设置管号，具有数据记忆和断电数据			
自动部份收集器	sbs-100	335 × 255 × 340	收集试管：100支，每支最大容量：12ml 定时收集范围：1秒—9999分，任意选择 计滴收集范围：1滴—9999滴，任意选择 断电数据保存功能，保存时间：十年
	sbs-160	335 × 255 × 340	收集试管：160支，每支最大容量：5ml 定时收集范围：1秒—9999分，任意选择 计滴收集范围：1滴—9999滴，任意选择 断电数据保存功能，保存时间：十年
注:sbs系列自动部份收集器采用液晶蓝屏显示、全中文菜单操作、可任意设置管号，具有数据记忆和断电数据			
电脑全自动 部份收集器	dbs-100	335 × 255 × 340	收集试管：100支，每支最大容量：12ml 定时收集范围：1秒—9999分，任意选择 计滴收集范围：1滴—9999滴，任意选择 定峰收集范围：0-100mv 断电数据保存功能，保存时间：十年
	dbs-160	335 × 255 × 340	收集试管：160支，每支最大容量：5ml 定时收集范围：1秒—9999分，任意选择 计滴收集范围：1滴—9999滴，任意选择 定峰收集范围：0-100mv 断电数据保存功能，保存时间：十年
注:dbs系列自动部份收集器采用液晶蓝屏显示、全中文菜单操作、可任意设置管号，具有数据记忆和断电数据			
程控全自动 部份收集器 (方型设计,自动对管)	cbs-a	358 × 345 × 250	收集试管：100支，每支最大容量：12ml 定时范围：1秒—9999秒，任意选择 1分—9999分，任意选择 移动方式：可编程控制 x-y移动方式(带废液槽) 程序数：最大10个 试 盘：可选配，16/36/100/169，自由组合 (选配a型试管盘可耐有机溶液) (选配I型试管盘可扩容收集) 断电数据和程序保存功能，保存时间：十 特 点：方型设计，x- y移动方式，高精度 液晶蓝屏 显示，全中文菜单操作。适用范围：生化等行 (水溶性及有机溶剂)
	cbs-b	358 × 345 × 250	收集试管：100支，每支最大容量：12ml 定时范围：1秒—9999秒 任意选择 1分—9999分 任意选择 定滴范围：1滴—9999 任意选择 定峰范围：0-1000mv 任意选择 移动方式：可编程控制,x-y移动方式 (带废液槽) 程序数：最大10个 试 管 盘：可选 16/36/100/169，自由组合

(全中文菜单操作)			(选配sp-36l型试管盘可扩容收集) 断电数据和程序保存功能，保存时间：十年 特点：cbs-b比cbs-a更适用于高端实验室。 它具有准确的定峰收集功能。能与高性能的制备级恒流泵组成完美的制备色谱工作站，并能与高效液相色谱仪配套。 方型设计，x-y移动方式，高精度液晶蓝屏显示，全中文菜单操作。 适用范围： 生物、化学、医学、制药等行业 (水溶性溶剂及有机溶剂)
电脑程控多功能 全自动部份收集器 (方型设计,自动对管) (液晶蓝屏显示) (全中文菜单操作) (配软件/电脑操作)	cbs-c	358 × 345 × 250	收集试管：100支，每支最大容量：12ml 定时范围：1秒—9999秒 任意选择 1分—9999分 任意选择 定滴范围：1滴—9999滴 任意选择 定峰范围：0-1000mv 任意选择 移动方式：可编程控制,x-y移动方式 (带废液槽) 程序数：最大10个 试管盘：可选16/36/100/169，自由组合 (选配sp-36l型试管盘可扩容收集) 断电数据和程序保存功能，保存时间：十年 电脑接口：rs232c串行口 自配电脑：可实现电脑软件操作 特点：cbs-c比cbs-a/b更适用于高端实验室。 它具有准确的定峰收集功能。能与高性能的制备级恒流泵组成完美的制备色谱工作站，并能与高效液相色谱仪配套使用。 方型设计，x-y移动方式,自动对管。液晶蓝屏显示，全中文菜单操作，全中文菜单操作；配软件,实现电脑操作。 适用范围：生物、化学、医学、制药等行业 (是高效液相色谱馏份收集的理想配套设备,并能适用有机溶剂)
节流阀 (选配件)	jlf-a	200 × 200 × 100	压力：-50 ~ 200 kpa； 密封圈：全氟橡胶 通道：一位一通； 通径：φ4 ~ 6 适用范围：大流量收集或不连接恒流泵时，使用 流阀可防止滴头换管时液体滴漏

产 品 名 称	型 号	动力配置	主 要 技 术 参 数
自动样品采集仪	ybs-10	hl-4b	单次采集容量:0-10ml 任意选择 采集频率: ≤ 1800个/h 单次采集时间:1秒-9999分 任意选择 采集精度: ± 3% 采集间隔时间:1秒-100分 任意选择
	ybs-50	hl-4b	单次采集容量:0-50ml 任意选择 采集频率: ≤ 360个/h 单次采集时间:1秒-9999分 任意选择 采集精度: ± 3% 采集间隔时间:1秒-100分 任意选择
	ybs-100	hl-4b	单次采集容量:0-100ml 任意选择 采集频率: ≤ 180 单次采集时间:1秒-9999分 任意选择 采集精度: ± 3% 采集间隔时间:1秒-100分 任意选择
	ybs-500	hl-4b	单次采集容量:0-500ml 任意选择 采集频率: ≤ 36个/h 单次采集时间:1秒-9999分 任意选择 采集精度: ± 5% 采集间隔时间:1秒-100分 任意选择
	ybs-1000	hl-4b	单次采集容量:0-1000ml 任意选择 采集频率: ≤ 18个/h 单次采集时间:1秒-9999分 任意选择 采集精度: ± 5% 采集间隔时间:1秒-100分 任意选择
	ybs-x	hl-6d	单次采集容量:0-∞ ml 任意选择 采集频率: ≤ x个/h 单次采集时间:1秒-9999分 任意选择 采集精度: ± 5% 采集间隔时间:1秒-100分 任意选择
罐装恒流泵	hl-6d	自控/脚控	输出通道: 单通道 (定时、流量数显、灌装模式) 输出流量: 0.2-15万 ml/h 输出压力: ≥ 2 kg/cm2 停机时间: 1秒-100分 定时时间: 1秒-100分

本产品的品牌是上海，型号是SBS-100，类型是水质采样器，采样流量范围是1（ L/min ），连续工作时间是1（ min ），重量是1（ kg ）