

# 茶多酚检测仪.茶多酚快速检测仪

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 茶多酚检测仪.茶多酚快速检测仪                   |
| 公司名称 | 深圳市芬析仪器制造有限公司                     |
| 价格   | .00/件                             |
| 规格参数 |                                   |
| 公司地址 | 深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301号银星科技大厦B1006 |
| 联系电话 | 0755-36681369 17727825649         |

## 产品详情

一、机台名称：茶多酚检测仪.茶多酚快速检测仪

二、型号：CSY-SC8

三、茶多酚检测仪应用领域

CSY-SC8茶多酚检测仪.茶多酚快速检测仪

可快速定量检测各类茶叶和茶饮料中茶

多酚含量。茶多酚检测仪

可以广泛应用于产品质量监督检验、工商管理、茶叶批发市场、茶叶深加工基地、饮料企业、超市、商场、各大食品安全监测系统等部门。

四、茶多酚检测仪技术参数：

精度误差：±3%

线性误差：±5‰

稳定性：±0.001A/hr

波长准确度：<2.0nm

波长范围：540nm

透射比重复性：±1%

数据储存80,00条

比色皿：10×10mm标准样品池

外观尺寸：350X290X130(mm)

茶多酚检测仪.茶多酚快速检测仪采用新型仪器结构设计，体积小，便于携带。无机械移动部件，抗干扰、抗振动，

8通道设计，同时启动和单通道分别启动两种测量模式。进行多个样品测量时，客户可根据操作熟练程度，自行选择测量模式，最大限度消除通道间的变异系数而引起的测量误差。

茶多酚检测仪.茶多酚快速检测仪准确性高：采用进口特制LED光源，具有良好的波长准确度和重复性，全面提高检测结果的准确性。

自动化程度高：仪器自动诊断系统故障、波长校准：自动校准

仪器使用寿命长：采用LED光源，自动开关节能设计，非连续工作模式。使用寿命可达10年

仪器自动存储8000条以上测量数据。内置微型热敏打印机，终身无需更换色带，可实时打印检测结果检测报告可打印蔬菜名称，抑制率，是否合格，检测日期，检测单位。更能体现检测结果的quanwei性，并利于公示

茶多酚检测仪.茶多酚快速检测仪配备RS-232接口和USB口，可通过计算机进行数据处理、统计分析以及结果上传。如选配本公司食品安全监控网络软件，可根据用户要求组建省、市、地、县等各级网络