

AE300L-H 实验室剪切乳化机 AE系列剪切乳化搅拌机

产品名称	AE300L-H 实验室剪切乳化机 AE系列剪切乳化搅拌机
公司名称	深圳市良谊实验室仪器有限公司
价格	面议
规格参数	乳化机类型: 效果:高剪切乳化机 工作方式:普通
公司地址	深圳市龙岗区布吉街道丽湖花园湖秀阁9楼A单位
联系电话	13751016541 18107551767

产品详情

产品图片：

产品特点：

ae 300l-h 实验室剪切乳化机采用结构紧凑的串激式微型高速电机驱动，适用于实验室或中试车间的低至中、高粘度液体的搅拌混合、粉碎颗粒物料在液体介质中剪切乳化。该机由高密度压铸铝合金为机体的驱动电机、优质不锈钢精制的剪切乳化工作头及调速控制器等组成。调速控制器采用 ic 速度检测全恒功调速技术，能即时有效补偿因负载变化和电源电压波动而引起的转速变化。屏显直观的数字运行转速，运行转速可按实验所需任意设定，具有软起动、自动过载保护、全程恒功补偿，恒速混合实验效果理想，数据采集方便等特性。

额定电源	ac 220 v 50 hz
输入功率	510 w
输出功率	300 w
额定转矩	0.96 nm
工作制式	100 %
转速控制	无级
转速范围	200 ~ 11000 rpm

转速显示	数显值 × 10 rpm
处理量(h2o)	40000 ml
工作头质材	不锈钢 304 l
工作头直径	70 mm
工作头最大扭矩	93 ncm
工作头定子配置	5 / 20 / 50 mm2
乳化机外形尺寸	360 × 260 × 760 mm
允许环境温度	不大于 40
允许相对湿度	不大于 90 %

售后服务保修政策

一、维修条款

1. 深圳市良谊实验室仪器有限公司售出的产品自用户收到起，提供一年的免费保修（人为造成故障除外），终身提供维修服务。
2. 所有产品的具体维护服务由本公司协同厂部提供。
3. 本公司保证在1个工作日之内对任何客户提出的服务要求作出反应。

二、换货、修理规则本规则由深圳市良谊实验室仪器有限公司依据《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》及其他规定，用户在收到产品后发现仪器有质量问题请及时联系我司售后服务部门，我司将提供换货服务，在使用仪器过程中仪器出现故障我司提供一年保修，终身服务的政策。（正常老化或者其他原因零部件老化收取更换配件成本价格）买卖双方遵照本规则执行。

运输及运费说明

为了使货品安全快捷的到达客户手中，我公司的货品小件均通过知名的快递公司运送，大件则通过德邦或者华宇运送，发出前我们的货品均已经过检查并严密包装好，当货品到达客户准备签收时，请务必当面送件人员检查货品，如有任何问题可联系我们

小件一般发快递，大件一般发物流，我们的报价大多数是含快递费的，但单价低的货物在出售时往往不含快递费，及物流费用超过100元以上的货物，此时运费需双方协商来定。

（关于运费和开票问题客户须知）请注意价格为不含税价格 需要开票请联系网站管理人员 需加税点（开票价格为不参与网站促销价格后加税点）

本网站小仪器均含运费（客户指定快递需自付运费）

运费超过50元的需要客户自理如果运费超过100元以上可和网站管理人员沟通 双方共同协商承担！

本产品的乳化机类型是均质乳化机，效果是高剪切乳化机，工作方式是普通，适用场所是实验室用，适用物料是化妆品，品牌是良谊，型号是AE300L-H