

# 导管固定贴生产厂家 华卫科技 武汉导管固定贴

产品名称	导管固定贴生产厂家 华卫科技 武汉导管固定贴
公司名称	武汉华卫科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市江岸区二七路航天商务广场A座8楼
联系电话	15827377724 15827377724

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：武汉华卫科技有限公司

产品规范

适用于术后切口护理、

适用于、妇科、

腹腔镜术后切口

外.椎间盘、心脏等手术后创面

项目型号

规格(cm)

包装

尺寸(cm)

项目型号

规格(cm)

包装

尺寸(cm)

6\*7(3\*4)

04.10.07

9\*15

50袋/盒

42.5\*29\*33

04.10.04

40.5\*21\*25.5

04.10.08

9\*20

53\*29\*33

04.10.05

7\*9

50袋/盒

43\*25\*30.5

04.10.09

9\*25

25袋/盒

57\*31.5\*32.5

04.10.06

9\*10(5\*6)

43\*29\*32.5

04.10.10

9\*30

57\*36.5\*32.5

适用于、妇科、外、

椎间盘、心脏等手

用于眼部术后护理

术后创面

项目型号

规格(cm)

包装

尺寸(cm)

项目型号

规格(cm)

包装

尺寸(cm)

04.10.11

10\*10

43\*29\*32.5

04.10.16

5.7\*8.2

50袋/盒

50袋/盒

52\*29\*46

04.10.17

7\*9

50袋/盒

04.1

10\*15

42.5\*29\*33

04.10.02

10\*20

53\*29\*33

用于手术，H形

04.10.13

10\*25

57\*31.5\*32.5

25袋/盒

04.10.14

10\*30

57\*36.5\*32.5

项目型号

规格(cm)

包装

尺寸(cm)

04.10.15

10\*35

60\*37.5\*43

04.10.18

6\*12

25袋/盒

39\*40\*20

用于用水壶固定Y

特别适用于泌尿

或蝴蝶导管或导管

项目型号

规格(cm)

包装

尺寸(cm)

项目型号

规格(cm)

包装

尺寸(cm)

04.10.19

9\*20

25袋/盒

53\*29\*33

04.10.21

6\*7

50袋/盒

40.5\*21\*25.5

武汉华卫科技有限公司设有自主研发发展中心、万级洁净实验室，导管固定贴生产厂家，与上海、北京、武汉、郑州等相关研发机构组成开放联合的研发体系，并与国内、国外众多行业内学者建立密切合作关系。

聚氨酯泡沫敷料

作用机理

1.具有丰富的多孔性结构，武汉导管固定贴，吸液能力强而快速。

- 2.吸液后在创面形成凝胶，导管固定贴厂家，保持创面湿润。
- 3.具有原位保留渗液能力，即“锁水”功能。
- 4.表面可复合半透性聚氨酯膜，防水透气，阻隔外界细菌、异物等侵入。
- 5.柔软、弹性、顺应性好，可避免创面受压。
- 6.多孔性结构有一定的吸收创面异味作用。

#### 产品性能：

- 1.具有吸收性，能大量吸收伤口分泌物，减少皮肤浸渍。
- 2.原位保留渗液，具“锁水”功能。
- 3.表面覆合聚氨酯膜，防水透气并阻隔细菌。
- 4.为伤口创面愈合提供湿润的佳环境，促进伤口愈合。
- 5.于伤口创面不粘结，更换时不粘连伤口，无痛苦。
- 6.柔软、舒适、顺应性好，兼具护垫减压作用。
- 7.银离子泡沫敷料具以上功能外兼具的性。
- 8.形式多样，可供临床多种选择。

#### 产品适应症：

- 1.擦伤
- 2.II-IV期褥疮
- 3.足溃疡
- 4.供皮区伤口
- 5.下肢静脉性溃疡
- 6.可以和压力绷带一起使用

#### 注意事项：

- 1.使用前用生理盐水清洗伤口，并轻轻擦干伤口周围皮肤。
- 2.选择比伤口大2cm的聚氨酯泡沫敷料来覆盖伤口。
- 3.吸收渗液后，敷料膨胀部分接近边沿2cm处时请及时更换敷料。
- 4.可与其它敷料视伤口情况配合使用。

## 使用方法

请采用无接触操作方式，已达到无菌粘贴的目的。把有泡沫衬垫的一边面朝向伤口，慢慢将薄膜撕开，直到敷料完全平整的贴在伤口上。

- 1.用生理盐水清洗伤口，并轻轻蘸干伤口周围的皮肤。
- 2.选用比伤口边缘大1-2cm的敷料平整敷盖于伤口上。

武汉华卫科技有限公司创立于2002年，总部座落于战略发展基地武汉长江新城，始终致力于健康产业，是集研发、生产、销售、服务为一体的高新技术企业。

华卫水胶体敷料：适合小面积浅度烧1伤

保持伤口湿润同时吸收渗液，促进创面愈合，导管固定贴批发，减轻疼痛。防水透气，阻隔外界细菌侵入。易撕揭，不与创面粘结，不造成二次损伤。可根据产品颜色变化及时提示更换时间。

导管固定贴生产厂家-华卫科技-武汉导管固定贴由武汉华卫科技有限公司提供。导管固定贴生产厂家-华卫科技-武汉导管固定贴是武汉华卫科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：华卫。