

# 美国伯乐液相色谱柱1250097 AMINEX HPX-42A 300\*7.8MM

产品名称	美国伯乐液相色谱柱1250097 AMINEX HPX-42A 300*7.8MM
公司名称	南京昕航科学仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:BIORAD/伯乐 型号:AminexHPX-42A
公司地址	南京市鼓楼区中央路417号920室
联系电话	86-25-66613519 13851684308

## 产品详情

aminex 指南是食品、饮料和生物技术产业界的指南，可分析生物加工过程中产生的有机酸、酒、糖、胺、细胞代谢物和其它中间化合物。更多信息，请索取资料# 1928。

aminex糖分析色谱柱 125-0143 aminex hpx-87n column, 300 × 7.8mm 蔗糖 9 钠 8 5 – 9 125-0142 aminex hpx-87k column, 300 × 7.8mm 糖蜜、玉米糖浆 9 钾 8 5 – 9 125-0095 aminex hpx-87c column, 300 × 7.8mm 高浓度果糖玉米糖浆 9 钙 8 5 – 9 125-0094 aminex hpx-87c column, 250 × 4.0mm 糖醇 (usp收录) 9 钙 8 5 – 9 125-0098 aminex hpx-87p column, 300 × 7.8mm 戊糖(类), 纤维素水解产物 9 铅 8 5 – 9 125-0140 aminex hpx-87h column, 300 × 7.8mm 含有机酸的糖 9 氢 8 1 – 3 125-0096 aminex hpx-42c column, 300 × 7.8mm 低聚糖, 增稠剂 25 钙 4 5 – 9 125-0097 aminex hpx-42a column, 300 × 7.8mm 低聚糖 到d-11 25 银 4 6 – 8 125-0105 fast carbohydrate column, 100 × 7.8mm 葡萄糖、半乳糖、蔗糖、果糖 9 铅 8 5 – 9 aminex有机酸和醇分析柱 125 – 0140 aminex hpx – 87h column, 300 × 7.8mm 含有有机酸的糖、发酵过程监测 9 氢 8 1 – 3 125 – 0100 fast acid analysis column, 100 × 7.8mm 乙醇、乙二醇、有机酸分析 9 氢 8 1 – 3 125 – 0115 fermentation monitoring column, 150 × 7.8mm 糖、酸、醇类 9 氢 8 1 – 3 \*包括一个层析柱和2个micro-guard 滤柱；需要标准滤柱支架，货号#125-0131。 \*\* 需要de-ashing 滤柱支架，货号#125-0139。 \*\*\*ig = 工业纯；颗粒更大。

本产品的加工定制是否，品牌是BIORAD/伯乐，型号是AminexHPX-42A，测量范围是糖，测量对象是样品，控温范围是25（ ），尺寸是300（ mm ），重量是0.2（ kg ）