

手术室药液加温箱福意联FYL-YS-828L多功能恒温箱100L

产品名称	手术室药液加温箱福意联FYL-YS-828L多功能恒温箱100L
公司名称	北京福意联
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

产品详情

手术室药液加温箱福意联FYL-YS-828L多功能恒温箱100L厂家简介：

手术室药液加温箱福意联FYL-YS-828L多功能恒温箱100L厂家 北京福意联有限公司一直以9001质量体系为，形成一套科学、严格、优良的质量保证体系。福意联公司将不断的努力，实现产品多样化，经营多元化的目标，致力于成为掌握核心的企业。热情好客的福意联员工以优的产品，惠的产品价格，诚的热情阁下的光临！

手术室药液加温箱福意联FYL-YS-828L多功能恒温箱100L参数：

手术室药液加温箱福意联FYL-YS-828L多功能恒温箱100L：特点：

便于对储存物品实时监控提高存放物品的性。箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻。使用三层中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好。温度自动控制，采用蓝色LED显示器显示数字直观清晰。宽电压带，适合187~242V电压下使用。内设照明灯。限温报警系统，报警操作者，运行不发生意外。选配智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性。配备双锁，系数增高，底部有脚轮，可轻松移动箱体。

手术室药液加温箱福意联FYL-YS-828L多功能恒温箱100L：

恒温箱要注意：检查恒温箱的外观先看箱门箱门要方正，不歪斜变形，箱体表面应该平整无损。再看箱体后等有无外伤，管路有无被压扁，焊口是否有油迹或脱焊处等。检查电恒温箱的门封门封是否紧密在关闭箱门的地方，如果纸条被夹得比较紧，不会自行滑落，说明此恒温箱的磁性门封良好。检查恒温箱内照明灯灯泡要完好，照明灯立即亮；关恒温箱门，照明灯应自动熄灭。检查压缩机买恒温箱时，主要的是观察恒温箱压缩机，可用两台恒温箱同时通电进行比较检查。先检查压缩机的启动性能。当电源接通后，恒温箱能启动并进入运行；再次启动时，在一秒钟内压缩机能启动起来，并正常运行，这说明压缩机启动性能良好。当电源接通后几秒钟后又自行停机，这说明压缩机未进入正常运行状态，压缩机启动性能不好。

福意联恒温、冷藏设备等等。福意联(FU.YI.LIAN)依靠的产量抓住市场，利用积的营销策略拓展市场，凭借客户的经营理念巩固市场，立志创造产品，提供优良，

手术室药液加温箱福意联FYL-YS-828L多功能恒温箱100L