

UV老化箱KJD-LH-0450 双层

产品名称	UV老化箱KJD-LH-0450 双层
公司名称	深圳市科精达仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:科精达 型号:UV老化箱KJD-LH-0450
公司地址	广东深圳市光明新区公明办事处合水口社区建设西路120号
联系电话	86 0755 23247903 18938917861

产品详情

加工定制：否
类型：紫外老化箱
电源：1 ,ac220v,16a

品牌：科精达
材质：内部sus#304不锈钢板，外部塑粉喷涂
适用范围：模拟阳光照射之效果，被测试材料放置于一定温度下的光照中进行测试

简单介绍

uv老化试验箱的灯管使用寿命时间2000小时，灯管波长是280-360nm，灯管与放工件距离还可以多种距离可自由调节。

uv老化试验箱的详细介绍

uv老化箱的简单介绍打开电源、设定所需的时间后按启动键即可开始工作。

时间继电器简单操作实用说明：设置工作时间程序流程；

按一下“ mode ”进入时间设定模式，按‘ 1 ’‘ 2 ’‘ 3 ’‘ 4 ’可改变所需要的运行时间模式，常用模式为“—h—m。当选择出时间模式后，按“ display ”返回显示画面。进入显示画面，按‘ 1 ’‘ 2 ’‘ 3 ’‘ 4 ’选择客户需要测试的时间后，必须按计数器面板上的复位键“ reset ”然后按电源箱面板的绿色启动按钮机器开始工作。当测试完成后，也必须按计数器面板上的复位键“ reset ”。

通常情况下，按一次mode键为时间工作模式，按二次为顺、逆计时方式，按三次为时间记忆工作模式，

应将out mode设置成a-3 ,

uv试验箱参数：

uv老化试验箱

型号	uvb-dc-15w
灯管光源	日本sankyo denki 15w uv-b
灯管光强	0.3mw/cm ² (实测距离为200mm)
灯管功率	15w
灯管使用寿命时间	2000小时
灯管波长	280-360nm
灯管与放工件距离	多种距离可自由调节
电源	1 ,ac220v,10a
外形尺寸	680mm × 360mm × 380mm
工作尺寸	480mm × 270mm × 250mm

本产品的加工定制是是，品牌是科精达，型号是UV老化箱KJD-LH-0450，类型是紫外老化箱，材质是烤漆不绣钢，温度范围是0-80（ ），功率是15（ W ），工作室尺寸是390mm × 290mm × 390（ mm ），电源是220V，适用范围是模拟阳光照射之效果，被测试材料放置于一定温度下的光照中进行测试