

# Superb SPE 19L 创新型真空固相萃取仪

产品名称	Superb SPE 19L 创新型真空固相萃取仪
公司名称	宁波市鄞州哈迈仪器科技有限公司
价格	面议
规格参数	用途:实验用 品牌:国产
公司地址	宁波鄞州区古林镇方家堰工业区金云街7号华富企业B座3楼
联系电话	86-057428853126 18858061450

## 产品详情

superb spe 19l创新型真空固相萃取仪说明书

从正面即可全部观察到所有通道

【专利号：200920124956.7发明人：湛嘉】

美观实用，先进近人—立志做最适用的固相萃取仪

本专利设计参照集体照的原理，后排的人如果不站在台阶上（或者前排蹲下）来的话，就很难露脸。superb spe 19l的设计有意识把后排抬高10mm，前后排交叉排列，后排每一个通道在前排的中间位置，这样的前后，上下立体交叉，正如集体照相时，让用户能尽可能正面观察到每一个通道的流量情况，不像传统固相萃取仪无法从正面观察到后排流量情况，并避免加液时混淆。

本产品具有19孔，与24孔固相萃取仪相比，增加了孔与孔之间的间距，便于手工操作、当串联有大体积注射器或过滤器时，有足够的空间，不至于像目前市面上的产品会挤在一起。

本产品采用不锈钢通道，经久耐用，消耗极低，抽气排液口采用特富龙防腐材料；

本产品含有真空表和真空控制阀，排废液非常方便，无须废液缸，废液被抽到过渡瓶，过渡瓶具有阀门，实验完成后，打开此阀门，废液可以排放到指定的地方，大大降低有机溶剂对实验人员的伤害。

整套产品包括：

19孔面板（1块）；玻璃缸体（缸体尺寸：长×宽×高，270×90×160 mm，1只）；夸克（阀门，19只）；特富龙接头（适配器，19只）；收集试管架（1只）；带真空表的接头（具有真空控制阀，1只）；带排废液阀门过渡瓶（收集废液，1只）；

硅胶管（3根）。

与进口固相萃取仪比较：

19孔面板（1块）；玻璃缸体（缸体尺寸：长×宽×高，270×90×160 mm，1只）；夸克（阀门，19只）；特富龙接头（适配器，19只）；收集试管架（1只）；带真空表的接头（具有真空控制阀，1只）；带排废液阀门过渡瓶（收集废液，1只）；硅胶管（3根）。

与进口spe比较

固相萃取仪	进口spe	superb spe 19l
缸体尺寸 (长×宽×高)	270×70×160 mm	270×70×160 mm
孔数及间距	12或24孔，22mm间距过于拥挤。连接大体积储样池时，有效孔数减半。	19孔，27mm间距相对较宽松，便于连接大体积储样池,有效孔数19。
排列	前后对称排列，不便于观察后排流量。	前后左右立体交叉排列，易于观察后排流量。后排位置抬高10mm，便于观察后排小柱体。
流量控制	防交叉污染线或夸克，其中防交叉污染线易失去弹性，经常需要更换，消耗不菲。夸克距离面板位置过近，不便操作。	独立夸克和不锈钢通道，消耗无，流量一致性好。 夸克位置抬高，便于操作。
抽气口	在玻璃缸体底部，液体易倒吸入真空泵，发生短路烧坏。	在玻璃缸体上端，玻璃底部口子用来排放液，十分便利。
真空表及控制阀	部分有真空表和真空控制阀	有真空表和真空控制阀
维护与试用	一年，不允许试用	三年，免费试用2周试用。

业务电话:13626839489 0574-56796933 工作qq:734556523

本产品的加工定制是是，用途是实验用，品牌是国产，材质是不锈钢，玻璃等，适用对象是其他，应用领域是化工,食品,制药,石油,医用、制药，产品类型是全新，型号是HM-SPE19L