

WD-12水浴氮吹仪，样品氮吹浓缩仪，氮吹仪，微孔板氮吹仪

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | WD-12水浴氮吹仪，样品氮吹浓缩仪，氮吹仪，微孔板氮吹仪 |
| 公司名称 | 杭州艾普仪器设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 用途:实验用 品牌:艾普 |
| 公司地址 | 杭州市江干区笕丁路168号 |
| 联系电话 | 0571-88294735 13386528188 |

产品详情

wd-12水浴氮吹仪采用国际认可的技术，通过将氮气吹入加热的样品表面从而进行样品浓缩，使分析时间缩短，满足了快速检测的需要。该方法省时、操作简单、容易控制，成本低等优点。本仪器包括底座和支架装置、样品架和气体分配系统。试管通过带弹簧的试管夹和支撑盘来固定位置。每个样品位都有数字编号；气体通过流量计到达气体分配系统，灵活的引导管将气体导入每个位置的阀和不锈钢针，将气体吹至样品表面，从而使溶剂快速挥发。根据试管大小和溶剂多少，各导气管可独立升降至合适的高度。圆形不锈钢水浴温度可调节并可以控制，在室温~99 的范围内可准确保持恒定水温。

产品特点

1. 适用于试管（直径10~29mm）、锥形瓶、离心管,样品容量1~50ml2.
- 样品位数：12位，弹簧试管夹的样品架固定定位，每个样品位都有数字编号3.
- 自由升降的针型阀管，可调的针型阀管控制气体流量4.
- 圆形结构，转动自如，方便样品支架进出水浴，操作方便5. 标准气针长度为：150mm6.
- 圆形恒温水浴，温度数显，水浴温度：室温~99 7. 所有部件可耐有机溶剂。8.
- 在浓缩有毒溶剂时,整个系统可置于通风柜中9. 防止干烧及报警功能性能指标1.
- 温度范围：室温~99 （数显）2. 控温精度：±1 3. 试管尺寸：10~29mm; 烧杯试管尺寸：< 30 mm4.
- 气体流量：0~15l/min，内置氮气流阀5. 气体消耗量：330ml/min/样品（可调节）6.
- 加热方式：恒温水浴7. 内胆尺寸：26x15cm应用领域1. 农残分析：蔬菜、水果、谷物、植物组织等2.
- 制药药检：中药制药和药检3. 环境分析：饮用水、地下水、污染水等4.
- 生物分析：血清、血浆、血液、尿液5. 商品检验：检验二恶英、克罗夫特等6.
- 食品饮料：牛奶、酒、液体饮料

本产品的加工定制是是，用途是实验用，品牌是艾普，适用对象是样品处理，应用领域是医用、制药，产品类型是全新，型号是WD-12