

麻醉手术部恒温箱 医用加温仪 福意联FYL-YS-150L

产品名称	麻醉手术部恒温箱 医用加温仪 福意联FYL-YS-150L
公司名称	北京福意联
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

产品详情

麻醉手术部恒温箱 医用加温仪 福意联FYL-YS-150L厂家简介：

麻醉手术部恒温箱 医用加温仪 福意联FYL-YS-150L厂家 福意联公司（FU.YI.LIAN），座落于繁华的大都市北京，交通方便，地铁2号线直达，是集医疗恒温、冷藏、车载运输等系列产品的经营与开发。公司以人为本，不断改进新方案，采用优良材料和良好配套优良，务求使产品与时俱进，努力为客户提供产品档次结构合理、品种规格齐全，高的产品。

麻醉手术部恒温箱 医用加温仪 福意联FYL-YS-150L参数：

麻醉手术部恒温箱 医用加温仪 福意联FYL-YS-150L：特点：

加热系统全优良系统，翅片式PTC加热模块 制冷系统全封闭风冷单级压缩制冷方式/原装/全封闭风冷复迭压缩制冷方式 循环系统耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮 使用材料外箱材质优良碳素钢板.静电喷塑处理/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理内箱材质SUS304不锈钢优良镜面光板 保温材质聚胺脂硬质发泡/细玻璃纤维绵 门框隔热双层耐高低温老化硅橡胶门密封条

麻醉手术部恒温箱 医用加温仪 福意联FYL-YS-150L：

定期用清扫压缩机和冷凝器 压缩机和冷凝器是恒温箱的重要制冷部件，如果沾上灰尘会影响散热，导致零件使用弱。以，要定期检查它们是否脏了，脏了就要清扫。因为挂背式恒温箱的冷凝器、压缩机都裸露在外面，易沾定用清洁恒温箱内部 恒温箱使用时间长了，恒温箱内的气味会很难闻，甚会滋生细菌，影响食品原味，以，恒温箱内的食物拿出来，替恒温箱大搞卫生。在清洁时有几条注意事项：1、应定期对恒温箱进行清洁（每年少源，用软布蘸上清水或食具清洁精，轻轻擦洗，然后蘸清水将洗洁精试去。
2、为防止损害箱外涂复层和箱内塑料零件，请勿用洗衣粉、去污粉、滑石粉、碱性洗涤剂、天那水、开水、
3、箱内附件肮脏积垢时，应拆下用清水或洗洁精清洗。电气零件表面应用干布擦拭。
4、清洁完毕，将电源插头牢牢插好，检查温度控制器是否设定在正确位置。
5、恒温箱长时间不使用时，应拔下电源插头，将箱内擦拭干净，待箱内充分干燥后将箱门关好。

福意联恒温、冷藏设备等等。以"福意联 (FU.YI.LIAN)"人不懈的努力，产量的不断改进和提高，的不断加强，对客户郑重承诺“用心做产品，满意在”。

麻醉手术部恒温箱 医用加温仪 福意联FYL-YS-150L