

急诊科输液加热器（恒温箱）37度保温柜 福意联FYL-YS-431L

产品名称	急诊科输液加热器（恒温箱）37度保温柜 福意联FYL-YS-431L
公司名称	北京福意联
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

产品详情

急诊科输液加热器（恒温箱）37度保温柜 福意联FYL-YS-431L厂家简介：

急诊科输液加热器（恒温箱）37度保温柜 福意联FYL-YS-431L厂家 北京福意联有限公司现在拥有一支过硬的产品开发、市场拓展、市场策划、团队。立足于高起点、高、优良益为广大用户和众多的代理商。公司秉承高产品，关爱人类健康的，致力于产品的研制与开发，努力把开发应用研究的相关科技成果转化成市场需求和人民健康的需要。

急诊科输液加热器（恒温箱）37度保温柜 福意联FYL-YS-431L参数：

急诊科输液加热器（恒温箱）37度保温柜 福意联FYL-YS-431L：特点：

设备主要由箱体、制冷系统、加热系统、空气循环系统以及控制系统组成。 试验箱体设计，采用数控机床加工成型，并采用无反把手，操作容易。 箱门密封采用精制硅橡胶，从而在高、低温下不存在老化及硬化现象。 内胆为度医用级别PP，外壳为A3板喷塑处理，更显光洁、美观。 优良的加温与制冷系统使设备更有效的升温、降温，制冷系统为全自动控制与保护协调系统。 采用多翼式送风循环，避免任何死角，可使测试区域内温度分布均匀。 空气循环出风回风设计，风压风速均符合测试，并可使开门瞬间温度回温时间快。

急诊科输液加热器（恒温箱）37度保温柜 福意联FYL-YS-431L：

恒温箱的正确使用与注意事项如下：1、恒温箱在搬运、放置过程中倾斜角不要过45度。2、恒温箱应选择远离热源、避免阳光直射、通风较好、较干燥的地方放置。3、适当调整底角螺钉或衬垫，使恒温箱应使用单独的单相带接地的插座。插线接地，使用中恒温箱的金属部件有麻电感觉时应停止使用。5、新购置应进行内部清洗，否则会给食物带来不良影响（用温水、少许洗涤剂洗后，用清水擦净）。应经常清洗、清扫的换热效果以及效果。清洗时，应取下电源插头。

福意联恒温、冷藏设备等等。福意联（FU.YI.LIAN）位于中华人民共和国都、城市、的。本公司是集科研、、经营、贸易于一体的化公司，

急诊科输液加热器（恒温箱）37度保温柜 福意联FYL-YS-431L