

# 甘露醇加热箱 放药品的恒温箱 福意联FYL-YS-50L

产品名称	甘露醇加热箱 放药品的恒温箱 福意联FYL-YS-50L
公司名称	北京福意联
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

## 产品详情

甘露醇加热箱 放药品的恒温箱 福意联FYL-YS-50L厂家简介：

甘露醇加热箱 放药品的恒温箱 福意联FYL-YS-50L厂家 -北京福意电器有限公司深知“质量，用户上”的道理，为了给用户提供更加的，我们组建了一直的队伍，定期对有用户进行跟踪调查，及时帮助用户解决使用中出现的各种问题。时代在发展，社会在进步，为使产品适应发展的新需求，我公司坚持“启迪新思维，创建新世纪”的想法，“以诚为本”的理论，以雄厚的研究开发力量、优良的产品、高素质的员工队伍，不断开拓，为我国恒温冷藏事业作出应有的贡献。

甘露醇加热箱 放药品的恒温箱 福意联FYL-YS-50L参数：

甘露醇加热箱 放药品的恒温箱 福意联FYL-YS-50L：特点：

1·智能恒温系统：LED数码显示屏，温控范围2~48℃，可任意调控恒温，温度调控的精度为0.1℃。2·人性简洁设计：透明玻璃门立式结构，双层透明玻璃门，可实时观测箱内保存物品状态。配备双锁，系数增高，底部有脚轮，可轻松移动箱体。3·多功能内嵌式：可任意直接嵌入壁橱以及墙壁，应用广泛，比如手术室，实验室建设，不占用多余空间。4·报警系统：本产品采用双报警系统,可实现高低温报警、传感器故障报警、开门报警、电源故障报警、制冷系统故障报警。5·优良板材结构：喷涂工艺，表面色泽柔和，内部预设搁架卡槽，可任意分配箱内空间，便于放置不同的物品。6·性能稳定优良：核心采用国外优良全封闭压缩机，无氟，设计，风循环系统，制冷加温迅速而又均匀。

甘露醇加热箱 放药品的恒温箱 福意联FYL-YS-50L：

1、在夏季使用恒温箱时要注意减少压缩机的工作量，压缩机启动的时间太长或者是过于频繁会导致压缩机保护器烧毁。2、在放置恒温箱的时候，不要将恒温箱靠墙放置，应该在距离墙壁10公分左右，并且恒温箱的顶部要在接通恒温箱电源之前，先检查恒温箱铭牌上恒温箱使用的电压和家中的电压是否相符，同时还要为恒温箱安装器使用同一个插座。4、恒温箱在工作时，尽量的减少恒温箱的开门次数，减少恒温箱的冷气外溢。5、恒温箱在长时间不用时，应该暂停恒温箱的使用，拔出恒温箱电源插头，防止烧坏恒温箱的压缩机。并且在停电的期间，应减少恒温箱的使用，以减少恒温箱的耗电量。6、恒温箱不能作为降温的设备使用，有的家庭为了更好的使室内降温，就将恒温箱门打开，降低室内的温度，这样严重的损害了恒温箱的压缩机，增加了恒温箱压缩机的工作量。7、恒温箱的温控器应设置在2、3档，冬季打开温控器的强档4、5档这样能减少恒温箱的耗电量。8、恒温箱中的食物不要放置的太满，要留有的空隙，方便冷气的流动，加速食物的制冷和保鲜。9、要经常打扫恒温箱的冷凝器、压缩机、箱体。10、及时的对恒温箱冷冻室进行除霜，定期的对恒温箱的冷藏室进行清洗。11、在放置食物时，应该将热的食物放入，不要将冷的食物放入。12、恒温箱的使用时间一长，恒温箱内部就会散发出一股异味，因此我们需要对恒温箱定期的进行清扫，去除异味。13、恒温箱在运行时发出声音就是噪音。有一些声音是无法避免的，比如说“嘶嘶”“咕噜咕噜”这样的流水声是正常的。反之，就有点问题了。这些声音是恒温箱在制冷剂在制冷管道中循环的声音，属于正常现象。14、恒温箱在开启或停止时发出声音，这是恒温箱内部件断开或者启动发出的声音，有时候还伴随着振动。15、有种风冷无霜恒温箱会发出听到吹风似的声音。这些都属于正常现象。16、有的恒温箱运行时带有一连串连续的“嗡嗡”的声响。这是压缩机正常的发声情况。大家不必担心。

福意联恒温、冷藏设备等等。

我公司一如既往在“和谐、诚信、增值”观引下成为公路仪器和建筑仪器的提供商。我们热忱期盼与各位业内人士携手并进、共创未来！

甘露醇加热箱 放药品的恒温箱 福意联FYL-YS-50L