

# 10KM脱气仪 FTQ 10KM脱气仪 海益达

产品名称	10KM脱气仪 FTQ 10KM脱气仪 海益达
公司名称	天津市瑞斯德科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区红彤路3号
联系电话	13102286368 13102286368

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市海益达仪器设备有限公司

可处理多种溶出介质：溶出实验常用的水、盐酸溶液、磷酸盐缓冲液溶出介质均可进行脱气。可变温度设定：温度调节范围为室温到45。

多杯供液：在1000ml体积下杯数可达14杯。溶出介质处理能力：单次15L。

溶媒脱气仪的优势：可同时处理两种不同的溶出介质。双手柄，可将两种不同的脱气后的溶出介质对四个溶出杯同时、同步准确加注，FTQ-10KM脱气仪，偏差不超过1%。自动报警系统：当仪器出现无进液、进液不足、压力过高、通讯故障等问题时，仪器自带的LED灯会变成红色，同时出现连续的短促提示音，LED控制面板故障显示区会显示具体的报警内容。

采用液晶触摸显示屏，操作界面采用扁平化设计，时尚、直观、友好，使用简便。

一键进液、脱气、排液，FTQ-10KM脱气仪报价，方便快捷。

进液、排液均由流量计计量，精度高。

加热、循环、真空三法合一，实现对溶液的脱气

本设备有预约功能，可以提前处理液体，节省实验前期准备时间。

本设备装置用智能加热器，保证排出的液体达到实验温度要求。

本设备装置有紫外线杀菌装置，对液体进行灭菌，延长设备的维护周期。

可以设置多个使用账户，FTQ-10KM脱气仪厂家，存储用户登录信息及实验记录。

外观简洁，大气，所占空间小。操作高度运用了人体工程学技术，操作方便。

1、设计紧凑：通过手柄供液，方便对溶出杯直接加注

2、操作简便：液晶屏显示和触控操作，交互界面简单直观。同时还支持手柄直接操作和控制，单人即可独立完成溶出介质脱气和加注工作。

3、在线加热：溶出介质在脱气前进行预加热（可达45 ° C），节约了溶出介质在溶出仪中的加热等待时间。提高了脱气效率。4、高精度供液：溶出介质加注体积精度为设定体积的 $\pm 1\%$ （250~1000ml）。

5、可变的分配体积：进行系统校准后，可在250ml到1000ml范围内进行快速设定。

6、可处理多种溶出介质：溶出试验常用的水、盐酸溶液、磷酸盐缓冲溶液溶出介质均可进行脱气。

7、可变的温度设定：温度调节范围为室温到45 ° C。

8、多倍供液：在1000ml体积下大杯数可达14杯

9、溶出介质处理能力：单次15L

10KM脱气仪报价-FTQ-10KM脱气仪-海益达(查看)由天津市海益达仪器设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津市海益达仪器设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为仪器仪表元器件及器材具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!