

# 均质器、无菌均质器、拍击式均质器、拍打式均质器

产品名称	均质器、无菌均质器、拍击式均质器、拍打式均质器
公司名称	上海豫明仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海豫明 型号:YM-08
公司地址	上海市奉贤区庄行镇牛桥942号第二幢121室
联系电话	021-34208150 18717924390

## 产品详情

拍打式无菌均质器产品说明：

无菌均质器，又称拍打式匀浆机，广泛应用于动物组织、生物样品等匀质处理，在食品、药品、化妆品、临床、分子学、毒素及细菌检测等领域均可应用，特别适合于微生物检测样本的制备。该装置采用不锈钢系统，可有效的分离固体样品表面和被包含在内的微生物匀一样品，样品装在一次性无菌均质袋中，不与仪器接触，具有均质柔和、样品无污染、无损伤、不升温、不需灭菌处理、不需洗刷器皿的特点，满足快速、结果准确、重复性能好的要求。本产品也适合肿瘤组织（如肝癌、肠癌、胃癌、乳腺癌）的匀浆，既可得到大量的单细胞（2分钟可达 $2 \times 10^5$ ），必要时，可通过延长均质时间，对组织细胞（如肝脏等）实现柔软的破碎。

拍打式无菌均质器产品特点：

大屏幕全电脑液晶显示，操作简单 智能化程序控制，3组多段程序编，每段可对拍击时间、拍击速度、时间等参数分别设定 箱体采用优质不锈钢材质制成 拍击间距可调，方便处理不同处理量的样品，达到理想的均质效果 可调整的均质时间 固定的或可变的均质速度 渐进式均质，卓越的细胞保护 无菌一次性滤袋，保证卫生和安全 全开启式门，易于清洗 样品与均质仪无接触，不需要进行系统清洗 大视窗透明钢化玻璃窗口易于观察 可拆卸式调整拍击板 带自动停止防夹功能 拍打式无菌均质器

器技术参数：

产品型号	ym-08
控制方式	微电脑控制多3段段编程
显示方式	大屏幕液晶显示
拍击时间	0.1-99分59秒或连续运转
拍击速度	3~12次/秒

可多段编程	可设定任意参数组合
参数存储	3组编程参数保存
温控功能	无
温控设置范围	无
温控控制范围	无
消毒功能	无
有效容积	3 ~ 400ml
无菌袋尺寸	17 × 30cm
拍击箱体	不锈钢
拍击间距	0 ~ 50mm可调
电源	220vac/50hz
启动模式	柔和启动
暂停功能	有
功率	200w
防夹功能	带自动停止防夹功能
其它	可装卸视窗和调整拍击版、钢化玻璃安全门
外形尺寸	420 × 245 × 390mm
重量	18kg

本产品的加工定制是是，品牌是上海豫明，型号是YM-08，类型是无菌均质器，容量是3 ~ 400ml ( ml ) ，功率是200W ( w ) ，尺寸是420 × 245 × 390mm ( mm ) ，重量是18KG ( kg ) ，电源是220VAC/50Hz，适用范围是无菌均质器，又称拍打式匀浆机，广泛应用于动物组织、生物样品等匀质处理，在食品、药品、化妆品、临床、分