

SW600酶标洗板机，全自动洗板机，洗板机，临床仪器

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | SW600酶标洗板机，全自动洗板机，洗板机，临床仪器 |
| 公司名称 | 上海永创医疗器械有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:永创 型号:永创-SW600 |
| 公司地址 | 上海市松江区车墩镇北松公路7459号7幢2层 |
| 联系电话 | 86 021 67742578-8015 13918108010 |

产品详情

sw600文酶标洗板机是我公司最新研制成功的产品,相比较国内外其它相同产品有操作简单,功能丰富,清洗效果好,维修方便等特点,适合大中小医院在临床免疫化验中使用,也适用于各科研教学单位在科研和教学中使用。

sw600洗板机技术参数

| | |
|-------|---------------------------|
| 清洗头规格 | 8头和12头 |
| 清洗方式 | 条洗和板洗 |
| 洗板条数 | 1-12条(可任意跳跃洗) |
| 清洗容量 | 50-999ul(5ul递增) |
| 清洗次数 | 1-99次 |
| 浸泡时间 | 0-99分99秒(1秒递增) |
| 延迟时间 | 0-99分99秒(1秒递增) |
| 预洗时间 | 5-99秒(1秒递增) |
| 容器容量 | 2l 3个(废液瓶、蒸馏水瓶、清洗液瓶)每个瓶子都 |
| 残液量 | 0.8ul |
| 加液一致性 | cv 5% |
| 加吸液方式 | 双泵结构 |
| 加液泵正压 | 200kpa |
| 吸液泵负压 | 80kpa |

| | | |
|-------------|------------------------|---------|
| 液体消耗 | 洗液消耗约50ml/整板；预洗消耗约15ml | |
| 输入功率 | 150va | |
| 电源 | ac 110-240v,50hz/60hz | |
| 显示器 | 240 × 128点阵液晶显示器（触摸屏） | |
| 输入方式 | 触摸屏 | |
| 吸液速度 | 1-6 6档可选 | |
| 吸液时间 | 3-99秒（1秒递增） | |
| 吸液模式 | 常规、两点吸液、清扫 | |
| 板孔形状 | u型、v型、平底 | |
| 存储板型 | 可保存10种 | |
| 待机状态 | 管道自动冲洗功能 | |
| 编程功能 | 加液、吸液、延迟、浸泡、振板、循环可任意顺序 | |
| 工作环境 | 10 —30 | |
| | | 85%相对湿度 |
| 储存环境 | 0 —55 | |
| | | 95%相对湿度 |
| 可选语言 | 英文或中文 | |
| 净重 | 9.6kg | |
| 毛重 | 12.5kg | |
| 仪器尺寸(长x宽x高) | 39 × 33 × 21 cm | |
| 外箱尺寸(长x宽x高) | 51 × 45 × 48 cm | |

本产品的加工定制是是，品牌是永创，型号是永创-SW600，温度范围是0-55（ ），尺寸是39*33*21（ mm ），重量是13（ kg ）