

青岛、威海、烟台、潍坊赛默特约经销商供应Wellwash Versa洗板机

产品名称	青岛、威海、烟台、潍坊赛默特约经销商供应Wellwash Versa洗板机
公司名称	青岛正恒试验设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:赛默飞世尔 型号:Wellwash Versa
公司地址	青岛市四方区四流南路92号
联系电话	86-053268662014 18661879695

产品详情

wellwash versa洗板机

品牌：赛默飞世尔（thermofisher）

型号：wellwash versa

2 × 8及2 × 12洗头、1 × 16洗头，以及两个洗瓶、一个预洗瓶和一个废液瓶以提高灵活性

特别设计的1 × 8及2 × 8细胞洗头，用于细胞清洗

可调解的洗板参数，例如：分液、吸液高度及吸液速度，一实现最佳洗板性能

清扫吸液模式可保证及其低的残液量，从而实现卓越的洗板性能及可靠的分析结果

易于使用、方便快捷

大型彩色显示屏使得thermo scientific wellwash versa洗板机非常容易使用。用户界面直观并符合逻辑性，只需要极少培训即可快速建立洗板程序。仪器随附上下文相关的帮助功能。内部软件有八种语言版本（中文、英文、法文、德文、西班牙文、葡萄牙文、俄文和日文）更加便于使用。

采用颜色编码的导液管接头及液位传感器电缆可使仪器安装快速完成。可拆卸的预洗槽及内置的维护程序使得仪器维护更轻松。洗头可快速更换，让用户方便的使用不通类型的微孔板及完成各种应用。

最佳性能确保可靠分析结果

wellwash versa洗板机可有效地移除微孔板内的液体。极低的残液量可以消除高背景信号，从而确保可靠

的分析结果，并且不会出现分析灵敏度降低现象或假阳性、假阴性结果。

残液量还可以通过交叉清扫吸液模式进一步降低。通过调整洗板参数，例如：分液、吸液高度及吸液速度，可优化洗板性能以确保达到可能的最佳效果。

可靠、安全的性能

wellwash versa洗板机的洗瓶和废液瓶为非压力式设计，可将液体溢出风险减到最低，并可防止洗液倒吸进泵体而损坏仪器。用户还可使用不同尺寸的洗液瓶以提高便利性。

仪器使用后，可将自动冲洗功能设置为在特定时间运行，以确保液体通道不会堵塞；自动预洗功能可在设定的时间间隔分配小量液体。

洗瓶和废液瓶内的液位传感器可确保操作安全。板传感器可判断是否存在微孔板。气溶胶盖可防止传染性气溶胶扩散。

为科研用途提供的多功能性

wellwash versa洗板机具备线性震荡功能以提高洗板效率。usb闪存卡可用于在pc与洗板机，或多个洗板机之间传输程序；亦可让用户方便的更新内部软件，并下载日志文件和报告。

特别设计的洗头可用于清洗细胞。wellwash versa的洗板参数可进行调整以达到轻柔地清洗及吸液，而不会干扰细胞层，这对于细胞清洗至关重要。

适用于标配洗瓶的瓶架，一级适用于用户瓶子的特殊支架，提高了操作的便利性。此外，也为wellwash versa提供4l的洗瓶和9l的废液瓶，用于自动化操作。

若要提高分析通量，则可将wellwash versa与自动化系统连用，例如thermo scientificrapidstak叠板机。

技术参数：

洗头： 标配2 x 8双排8道洗头，选配1x8, 1x12, 2x12, 1x16（384孔板），1x8 和2x8 细胞洗头

洗液通道： 3个洗液通道，1个废液通道

适用板型： 96孔板或384孔（平底、u型、v型、星型）

试剂瓶容量： 2个2l 洗瓶，1个2l预洗瓶和1个4l 废液瓶

清洗次数： 1 - 10次

清洗体积： 50 - 1000ul（96孔） 20 - 300ul（384孔）

分液体积： 50 - 400ul（96孔） 20 - 120ul（384孔）

预洗体积： 5 - 100ml

残液量： <1.5ul

通讯端口：usb端口

自动化兼容：是（rs-232c）

语言种类：英, 法, 德, 西班牙, 中文, 日本, 俄罗斯, 葡萄牙

数据存储：99个程序

加吸液系统：蠕动泵系统，特别适合缓冲液量少的情况

报警系统：洗液瓶和废液瓶及板位均标配传感器

清洗方式：普通和清扫模式

可调参数：吸液，加液的高度，速度，时间

震荡时间：0 - 60分钟

震荡功能：低速，中速，高速三种速度可调

浸泡时间：0 - 60分钟

显示屏：高分辨彩色显示屏达到480x272点阵（13万像素）

体积：345*385*240mm

重量：9kg

订购须知：

产品编号	产品名称
5165010	wellwash versa洗板机，100 - 240v，50/60hz

本产品的加工定制是否，品牌是赛默飞世尔，型号是WellwashVersa，尺寸是345*385*240（mm），重量是9（kg），清洗方式是普通和清扫模式，预洗体积是5 - 100ml，清洗体积是50 - 1000ul（96孔）20 - 300ul（384孔）