

宏康达体育 国民体质检测仪厂家 国民体质检测仪

产品名称	宏康达体育 国民体质检测仪厂家 国民体质检测仪
公司名称	北京宏康达体育科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市昌平区龙水路四越写字楼469
联系电话	18618435006 18618435006

产品详情

国民体质监测仪正确的测量方法

接触电极的方法

确保脚部电极、脚腕电极或手柄的电极干净情结。

使用脚部电极时，脱下袜子或丝袜。

使用脚腕电极时，将袜子往下拉，国民体质检测仪厂家，以便电极接触到脚腕部位。

除去手、脚、脚腕等接触到电极部位的汗水和异物等。

采用脚部电极时，注意要站好，确保电极和脚部之间的接触状况良好。如果为脚腕电极，确保4各电极都接触良好。此时，注意裤子或衣服不要夹到电极和脚指尖。

使用脚腕电极时，先用生产商提供的电解质薄巾沾湿电极和脚腕部位。

脚腕电极起到测量开始按钮的作用，因此测量部位与电极正确接触，才能开始测量。

国民体质监测仪人体指标

1、身高：反映人体骨骼生长发育和人体纵向高度的主要形态指标。通过与体重、其它肢体长度及围、宽

度指标的比例关系，可以反映人体匀称度和体型特点，此外在计算身体指数、评价体格特征和相对运动能力也有较为重要的应用价值和实际意义。

2、体重：体重是反映人体横向生长及围、宽、厚度及重量的整体指标。它不仅能反映人体骨骼、肌肉、皮下脂肪及内脏的发育状况和人体充实度，而且可以间接地反映人体营养状况。体重过重，可出现不同程度的肥胖，而过度肥胖，又是引发许多疾病的重要原因。体重过轻，则可作为营养不良或患有疾病的重要特征。因此，适宜的体重，对于成年人的健康和体质有重要的意义。

国民体质监测仪

- 1、全自动直接测量身高与体重，反映被测试者身体匀称度和BMI数值
- 2、预留接口，国民体质检测仪多少钱，可外接音箱；
- 3、身高测试采用电机加光栅感应，自动测量身高，不易受外在环境干扰；
- 4、身高触头采用可叠式点触设计，不易损坏，国民体质检测仪公司，数据不受外界干扰；
- 5、体重底座采用铝制材质成套铸型，配置4个轮触垫，国民体质检测仪，体重感应区使用一体式体重传感器，划定建议站立区域，测试精度高、耐疲劳、寿命长；
- 6、测试仪外设具备语音功能，可同步播报身高体重数值；
- 7、测试仪外设采用3.5寸真彩TFLCD液晶显示屏，可直观显示测试数值（BMI、身高体重）；
- 8、测试仪外设内置无线模块，可单机单独使用；

宏康达体育(图)-国民体质检测仪厂家-国民体质检测仪由北京宏康达体育科技发展有限公司提供。北京宏康达体育科技发展有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。宏康达体育——您可xinlai的朋友，公司地址：北京市昌平区龙水路四越写字楼469，联系人：武经理。