

ZDJ-4B型自动电位滴定仪

产品名称	ZDJ-4B型自动电位滴定仪
公司名称	昆山隆源化工有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:LEICI/雷磁 型号:ZDJ-4B
公司地址	江苏昆山市新南中路567号(312国道旁或新客站对面)恒龙双星大.
联系电话	86 0512 57005985

产品详情

主要特点

1.一体化紧凑型滴定仪设计,便捷的自动化滴定系统

a) 阀门滴定管一体化设计,方便更换,有效避免不同滴定时采用不同溶液的相互干扰问题

b) 支持手动识别ph标液组,(标液组1:4.00ph、6.86ph、9.18ph;标液组2:3.78ph、7.00ph、10.01ph),同时支持设置系统时间、操作者编号、滴定管类型、滴定管系数、搅拌器速度、手动温度、以及校正电位点值等。

d) 滴定终点提醒

2.符合glp规范的测量信息,可追溯信息更完整

a) 支持存贮200套滴定结果和1套滴定曲线

b) 支持数据删除、查阅、打印或者输出

c) 完整记录滴定模式、滴定剂浓度、滴定剂体积、滴定开始时间、滴定结束时间、操作者、搅拌速度、滴定管类型、滴定管系数、滴定剂浓度、样品体积、终点数,以及相关的浓度值。

3.固件版本升级功能,降低您的滴定成本,让您的操作更完美

a) 通过软件升级,可以连接自动进样器,完美提高效率

4.滴定仪控制方式:点阵式液晶显示,按键操作,电脑中文软件同时控制或分别控制

5.实时显示有关测试方法、滴定曲线、测量结果

6.具有多种滴定:(动态滴定)k2c2o7预设终点滴定、模式滴定)随机提供了两种专用模式滴定a.

空白滴定、手动滴定、ph测量等多种滴定模式,支持生成专用滴定模式,允许用户创建最多8种滴定模

8.具有断电保护功能

9.滴定曲线及终点打印接口,随机配套专用滴定软件仪,通过usb接口可连接pc机,在计算机上可即时显

方便滴定模式的编辑和修改,并可进行结果的统计等

10.支持恢复出厂设置

技术参数

1.测量范围

ph值:(0.00~14.00)ph;

mv值: (-1800.0 ~ 1800.0)mv ;

温度值 : (-5.0 ~ 105.0) 。

2.分辨率

ph值: 0.01ph ;

mv值: 0.1mv ;

温度值 : 0.1 。

3.基本误差

ph值: $\pm 0.01\text{ph} \pm 1$ 个字 ;

mv值: $\pm 0.03\%fs$;

温度值 : ± 0.3 ;

4.滴定管容量允差

10ml滴定管 : $\pm 0.025\text{ml}$;

20ml滴定管 : $\pm 0.035\text{ml}$ 。

5.滴定管驱动器分辨率 : 1/20000

6.滴定分析的重复性 : 0.2%。

7.电子单元重复性误差 : 0.2mv。

应用领域广泛用于食品添加剂、食品安全、医药生产、石油化工、质量控制、科研院校等行业。

本产品的加工定制是否，品牌是LEICI/雷磁，型号是ZDJ-4B，类型是自动滴定仪，电源电压是看说明（V），环境温度是看说明（ ），装箱数是看说明