

# 北京自动电位滴定仪ZDJ-4A型

产品名称	北京自动电位滴定仪ZDJ-4A型
公司名称	北京鑫淼腾达仪器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:鑫淼 型号:ZDJ-4A型
公司地址	北京市昌平区昌平镇西环路酒厂综合楼2号楼1号-05
联系电话	13520498679

## 产品详情

zdj-4a型自动电位滴定仪采用微处理技术，点阵式液晶显示，中文操作界面；用预滴定、预设终点滴定、空白滴定或手动滴定功能可生成专用滴定模式；选用不同的电极可进行：酸碱滴定、氧化还原滴定、沉淀滴定、络合滴定、非水滴定等多种滴定及ph测量；主要用于高等院校、科研机构、石油化工、制药、药检、冶金等行业的各种成分的化学分析。

1.仪器级别：0.05级；2.测量范围： ph:(0.00~14.00)ph；分辨率:ph:0.01ph； mv:(-1800.0~1800.0)mv；分辨率:mv:0.1mv； 温度:(-5.0~105.0)；分辨率:温度:0.1；3.电子单元基本误差： ph:±0.01ph±1个字； mv:±0.03%(fs)±1个字； 温度:±0.3 ±1个字；4.电子单元输入阻抗：3×10<sup>12</sup>；5.电子单元稳定性：±0.3mv±1个字/3h；6.仪器控制灵敏度：±2mv；7.仪器滴定分析重复性：0.2%；8.滴定管容量误差：10ml滴定:0.025ml；20ml滴定管:0.035ml；9.电子单元外形尺寸：340×380×180mm；10.电子单元重量：5kg。  
主要特点： dj4-a型自动电位滴定仪采用微处理技术，点阵式液晶显示，中文操作界面；用预滴定、预设终点滴定、空白滴定或手动滴定功能可生成专用滴定模式； 选用不同的电极可进行：酸碱滴定、氧化还原滴定、沉淀滴定、络合滴定、非水滴定等多种滴定及ph测量； 具有断电保护功能，即使非正常停电，仪器内贮存的数据和设置的参数也不会丢失； 搅拌系统采用pwm调制技术，软件调速，低噪音； 具有rs-232通讯接口，可外接(tp-16、tp-24或tp-40)串行打印，打印测试数据、滴定曲线和计算结果； 选用rex1.0dc雷磁数据采集软件可与计算机通讯，在计算机上即时显示滴定曲线及其一阶、二阶导数和作图谱对比分析。另可对滴定模式进行编辑和修改，实现遥控操作，并进行多种统计结果的计算； 滴定系统采用抗高氯酸腐蚀的材料。

我公司生产及销售：皮托管，补偿式微压计，倾斜微压计，风向风速仪，数字式大气压计，空盒气压表，数字式微压计，温湿度计，玛瑙研钵，毛细管粘度计，测氧仪，乌式粘度计，高压消解罐，皮托管，补偿式微压计，倾斜微压计，风向风速仪，数字式大气压计，空盒气压表，数字式微压计，温湿度计，管型测力计，大吨位测力计，推拉力计，数显拉亚测力计，粉碎机，蒸汽灭菌器，三氧动态杀菌消毒机，麦氏真空表，u型真空计，采样器，纸张水分测定仪，木材水分测定仪，粮食棉花水分检测仪，干燥箱，紫外线消毒柜，电动消毒喷雾器，电热套，电热板，脱色摇床，除湿机，铂金坩埚，酸度计，浊度计，透射式黑白密度计，转速表，超声波测厚仪，机械故障检测仪，听诊器，电火花检漏仪，卡尔费休水分测定仪，地质罗盘仪，测氧仪，旋转粘度计，恩氏粘度计，喷灯，电动搅拌机，磁力搅拌器，熔点仪

产品.

北京鑫翥腾达仪器设备有限公司（原北京鑫翥仪器厂）国企改制企业，是专业从事仪器仪表及其实验室成套设备的研发、生产和销售的市重点单位。

电话：010-83728512

传真：010-83728512

手机：13520498679

本产品的加工定制是是，品牌是鑫翥，型号是ZDJ-4A型，类型是电位滴定仪，电源电压是0（V），环境温度是0（ ），装箱数是0