

# 朗基快速PCR仪A300

产品名称	朗基快速PCR仪A300
公司名称	广州飞迪生物科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:朗基 型号:A300
公司地址	广州市天河区珠村东横三路8号A栋105房
联系电话	86-020-87560209 18127999026

## 产品详情

快速pcr仪a300

最新一代半导体技术，更稳定，更可靠，更耐用

7" tft高清真彩全触摸液晶屏,曲线图形实时显示程序

可更换样品台,无需工具,轻松更替

中英文双语选择显示

u盘无限量下载程序

标准模块

梯度模块

模块:96孔 × 0.2ml

模块:96孔 × 0.2ml

9677模块:96孔 × 0.2ml+77孔 × 0.5ml

9677模块:96孔 × 0.2ml+77孔 × 0.5ml

可选梯度模块

48 模块:48孔 × 0.2ml+48孔 × 0.5ml

48模块:48孔 × 0.2ml+48孔 × 0.5ml

模块:84孔多功能模块 9677模块+原位载盘

多功能模块:9677模块+原位载盘

### 温度功能

样品台温度范围: 0 ~ 100

最大变温速度:6 /秒

样品台温度均匀性:0.2

样品台温度准确性:0.1

### 梯度功能

梯度温度准确性 :0.1

梯度温度均匀性 :0.2

温差范围: 最大30

梯度温度点分布:12列

### 热盖功能

全新开盖方式,采用top-open™开合盖技术,有防过压声音提示功能

### 热盖自动关闭功能

热盖温度 : 30 ° c~112 ° c可调

无级可微调热盖,适合各类管材和板材

### 软件功能

最大步骤30个,可做多重嵌套循环

标准循环100个,嵌套循环下可达60000个

时间及温度递增/递减功能，可实现touchdown pcr 和long pcr

自动暂停及断电保护功能

低温长期保温，隔夜工作高枕无忧

多用户密码登录，无需担心自有程序被他们复制或修改，确保用户隐私安全

tm计算器，只需输入碱基排列情况，自动计算解链和退火温度，极大地提高工作效率

程序向导功能，输入几个必要的参数即可完成编程

显示最近运行的十个程序，方便用户随时调用

详细全面的程序运行报告，详细记录程序运行的全过程，为实验结果分析提供准确的数据支持

可连接电脑，轻松实现一台电脑与多达120台a300的远程控制和管理

风道设计：独特的前进风后出风设计，仪器之间可紧贴摆放，节约空间

其它性能

宽电压范围:85v—265v/50—60hz

通讯接口: usb 2.0, lan, rs232

功率:最大 600w

认证:iso 9001:2000, ce

尺寸 (长 × 宽 × 高) :362 × 256 × 255mm

净重:7.3kgs

广州飞迪生物科技有限公司

咨询电话 : 020-87560209

本产品的加工定制是否, 品牌是朗基, 型号是A300, 温度范围是0 ~ 100 ( ), 尺寸是362 × 256 × 255 ( mm ) , 重量是7.3 ( kg )