

微量进样器 微量注射器 进样针 上海安亭 平头 25ul

产品名称	微量进样器 微量注射器 进样针 上海安亭 平头 25ul
公司名称	石家庄现代仪器仪表化工有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海安亭 型号:平头
公司地址	中国 河北 石家庄市 站前街91号
联系电话	86 0311 87031272/87018176/87893515 13292895997

产品详情

选择针头的类型

一般气相选择尖头，液相则选用平头

根据进样的体积选择进样针的体积

1.进样针能够精确进样的体积为进样针最大刻度的10%，例如最大刻度为100微升的进样针能够精确进样的最小体积为10微升按清洗针的要求来做。一般我们清洗针，先用针抽溶剂20次以上打到废液瓶中，再在溶剂中多次抽拉后，然后再用干氮所或空气将针管内溶剂吹干，拉动无阻碍即可存放，否则应重新洗过

2.洗针的溶剂要经常更换，以免溶剂被污染而影响洗针效果。我们可以在溶剂瓶中放少量溶剂，短时间就更换，这样可以节省溶剂，减少消耗。

3.如果有条件的话，尽量不要把做多种样品的针在同一瓶溶剂中洗，彻底断绝交叉污染的根源。4.根据样品和样品前处理时所用的溶剂的性质，选用相应的可以溶解掉样品且和处理样品时所用溶剂互溶的溶剂，道理很简单，如果该溶剂不能溶解样品，就不能起到清洗的目的;另外，如果洗针的溶剂和样品前处理时所用溶剂不互溶，同样不能起到清洗的目的，还有可能会因为两种物质不互溶而造成针的堵塞。我们可以直接用样品前处理溶剂作为洗针溶剂。

使用微量进样器时应注意，避免在超过+50度的环境使用且不宜高温灭菌。

色谱分析中，微量注射器的清洗非常重要，注射器清洗的好坏与否直接关系到下次分析结果的准确性。要清洗好注射器，应做好以下几点

1.按清洗针的要求来做。一般我们清洗针，先用针抽溶剂20次以上打到废液瓶中，再在溶剂中多次抽拉后，然后再用干氮气或空气将针管内溶剂吹干，拉动无阻碍即可存放，否则应重新洗过。2.洗针的溶剂要经常更换，以免溶剂被污染而影响洗针效果。我们可以在溶剂瓶中放少量溶剂，短时间就更换，这样可以节省溶剂，减少消耗。3.如果有条件的话，尽量不要把做多种样品的针在同一瓶溶剂中洗，彻底断绝交叉污染的根源。4.根据样品和样品前处理时所用的溶剂的性质，选用相应的可以溶解掉样品且和处理样品时所用溶剂互溶的溶剂，道理很简单，如果该溶剂不能溶解样品，就不能起到清洗的目的;另外，如果洗针的溶剂和样品前处理时所用溶剂不互溶，同样不能起到清洗的目的，还有可能会因为两种物质不互溶而造成针的堵塞。我们可以直接用样品前处理溶剂作为洗针溶剂。

石家庄现代仪器仪表有限公司一站式解决方案的提供商。更多产品请登陆公司网站：www.sjzxdyq.com

- 1.该商品的所有规格石家庄现代全部生产或代理，由于发布的原因,部分商品无法上架,请随时咨询客服。
- 2.以上所有产品的报价未含有快递费和税费，如需要开具发票，请咨询客服。
- 3.由于商品市场价格时有浮动，本公司保留价格波动的权利，实际价格请以客服人员的报价为准。
- 4.所有商品发货前我们都会进行检查，并严格包装。
- 5.客户在采购订货前，为确保无误，下单后请电话或旺旺确认。
- 6.咨询电话：0311-87899349

本产品的加工定制是是，品牌是上海安亭，型号是平头，测量范围是0-25ul