

瑞士万通离子色谱仪 IC883

产品名称	瑞士万通离子色谱仪 IC883
公司名称	深圳市华得隆科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:瑞士万通 型号:IC883
公司地址	深圳市龙华新区龙华街道三联社区新华苑二期1号楼2单元803
联系电话	0755-786202 13924587261

产品详情

万通离子色谱仪

主要功能及特点

883全自动离子色谱系统是瑞士万通谱峰思维系列离子色谱850、881、882之后推出的全新型号，作为该系列中体型最小的一员，在功能上却毫不逊色。883的面世，不仅为用户提供了高性能、全功能的离子色谱仪，而且提供了最具性价比的解决方案，更多的用户可以通过883体验瑞士万通的尖端技术，如英蓝技术™、爱·智能技术™、最新的magic net™魔术师色谱工作站等。

883全自动离子色谱系统可以满足多种日常分析的需要，如阴离子、阳离子和其他各种极性基团的定量分析，该系统具备全自动样品处理功能。非常适合水质、食品、化工等多个行业全面离子分析的需求。

如果您希望可全自动、无人值守的进行常规分析工作，那么选择863全自动离子分析系统即可满足您的要求。其性价比更加出色，您可以更低成本获得一套完整的自动化离子分析系统！

883全自动离子分析系统是您实验室工作的绝佳拍档，不仅大大节省了手工劳动，而且避免了手动进样可能带来的潜在外源污染。实验证明，883全自动离子分析系统在多次进样分析的实验中，拥有极高的精度和数据平行性能。

主要特点

完全兼容英蓝技术™英蓝超滤™技术是瑞士万通专有的英蓝技术™的一种，可将样品的前处理步骤集成在自动样品处理器中。对于水质分析工作，我们常常面临样品数量多、操作繁琐、样品易受污染、滤膜容易堵塞等种种问题的困扰。如今，带有英蓝超滤™技术的883即可让这些问题迎刃而解，由自动样品处理器助您完成所有的工作，水质分析工作从未像今天这样轻松自如！英蓝超滤™技术采用了革命性的螺旋结构的超滤膜，样品和滤液流动方向均与超滤膜的表面平行，从而避免了超滤膜堵塞的可能。样品分析采集数据的同时，自动进样器可自动完成整个进样流路的清洗，从而完全避免了人工前处理可能带来

的交叉污染。

全面集成爱·智能™技术爱·智能™技术爱·智能™技术 (i-intelligence)是瑞士万通最新型离子色谱的标志技术，已经成功的应用在850、881、882等多个型号的离子色谱中。该技术使得离子色谱仪中的各个重要组件都具有智能化的思维能力，可自动识别、自动设置最优工作参数、自动保存使用记录和溯源。icolumn-爱·智能™色谱柱icolumn不仅可被仪器自动识别型号，而且储存有大量的优化数据，如最优的洗脱液配比、最佳流速、防止过压功能等。爱·智能™色谱柱还能自动保存使用历史，当更换到另一台色谱仪上使用时，原有的历史信息可自动保留，非常便于iq、oq等验证操作。idetector-爱·智能™检测器idetector是目前面世的最高技术的dsp数字式检测器，拥有卓越的温度稳定性，采用法拉第外壳屏蔽，具有极高精度。不仅如此，内置的智能芯片还储存有标准谱图，可直接用于软件验证和培训。ipump-爱·智能™色谱泵ipump内置的智能化芯片可被系统自动识别，可独立的优化流速、压力等参数，magic net™魔术师工作站软件可监控其按照设定的程序运转，并根据使用历史自动提示维护周期。

magic net™魔术师色谱工作站magic net™魔术师色谱工作站是专为思维离子色谱设计的工作站软件，它控制着仪器中所有的组件，并与所有爱·智能™组件双向对话，观察和记录所有信息。magic net™是迄今为止最为强大、易用的万通离子色谱工作站。magic net™魔术师色谱工作站主要特点：

- 中英文操作界面，国人必备的用户友好系统
- 完全图形化的操作，直接点击图形即可进入各种控制菜单，易学易懂
- 独具用户指导型操作方式，功能强大却不影响上手速度
- 内置多种分析方法，一键式操作

深圳市华得隆科技有限公司|www.vasttechnical.cn

本产品的加工定制是否，品牌是瑞士万通，型号是IC883