

壁挂式犬伤冲洗器-犬伤门诊冲洗设备-弱碱性冲洗液

产品名称	壁挂式犬伤冲洗器-犬伤门诊冲洗设备-弱碱性冲洗液
公司名称	河南煜博医疗器械制造有限公司
价格	.00/台
规格参数	专用耗材成分:季铵盐+醋酸氯己定 冲洗水流:1.4L~3L/Min 型号:SP-CXQ100B
公司地址	郑州高新区冬青街58号1号楼二楼东
联系电话	17334889399 17334889399

产品详情

壁挂式犬伤冲洗器-犬伤门诊冲洗设备-弱碱性冲洗液 1.水压：三档可调，8-12PSI，满足不同需求

2.水流：1.4L/min-3L/min，大水流量，清洁程度高

3.时间：4个周期16分41秒，各周期科学分配，保障清洗效果

4.水温：PID智能温控，设备正常工作出水温度在30-40 适宜区间。且有过热停机保护设置

5.配置专用清洗洗枪万向支架 6.智能小巧，安装便捷 壁挂式犬伤冲洗器-犬伤门诊冲洗设备-弱碱性冲洗液

我们在使用医用外伤清洗器时，需要注意哪些相关的细节?酒精可以直接用来清理外伤伤口吗?带着这些问题，今天就一起来看看小编是咋说的吧日常生活中，酒精被广泛使用，例如医用酒精、工业酒精、酒精浓度等。当人们的皮肤组织出现损伤时，一般会在伤口上涂抹酒精，希望起到杀菌消毒然而，含有酒精的产品都可以用来消毒吗?本文将为您解读酒精杀菌消毒的原理，不同种类含有酒精的产品是否都适合用来处理伤口呢?虽然酒精具有杀菌的作用，但这并不意味着所有含有酒精的产品都可以用来给伤口杀菌。这些产品中所含有的其他成分可能不仅带来杀菌效果的差异，能使伤口进一步损伤。汪星人、喵星人实在是太可爱了，忍不住就想去撸一撸，但也是有个性，心情好时它们是你的“小可爱”，脾气上来了说不定挠你一下或是给你在养的人越来越多，不经意间被抓伤或咬伤的也多了起来。

洗、冲洗所有咬伤和抓伤处至少15分钟...较深伤口冲洗时，用注射器或者高压脉冲器械伸入伤口深部 壁挂式犬伤冲洗器-犬伤门诊冲洗设备-弱碱性冲洗液 暴露后置:伤口冲洗:用肥皂水(或其他弱碱性清洗剂)和一定压力的流动清水交替清洗咬伤和抓伤的每处伤口至少 15 分钟。

如条件允许,建议使用狂犬病专业清洗设备和专用清洗剂对伤口内部进行冲洗。 我司的医用创口冲洗机可以智能化自动冲洗伤口，满足患者不同部位的伤口需求。它的结构是什么样的。今天就为大家详细介绍一下。 暴露后置:伤口冲洗:用肥皂水(或其他弱碱性清洗剂)和一定压力的流动清水交替清洗咬伤和抓伤的每处伤口至少 15 分钟。 如条件允许,建议使用狂犬病专业清洗设备和专用清洗剂对伤口内部进行冲洗。

壁挂式犬伤冲洗器-犬伤门诊冲洗设备-弱碱性冲洗液 1. 根据外伤性质、创口形状、创面大小、深浅程度，有可产生不同水流形式的柱状、莲蓬、雾状、扁平、线状等五种清洗喷头可供选择。 2. 根据外伤种类、损伤等级、污染程度，选择水流喷淋形式及水压档位，可自动喷射较佳压力-

流量的水流。连续水流、或脉冲水流，操作者调控自如。 3.

能进行3种不同清洗药液使用中的无污染快速切换。 4.

所有喷枪置于清洗机一侧，每支喷枪均连接拉伸长度 1.5m的弹性螺旋水管，取用方便。 5.

喷枪同时位于机架上放置未用时，或未扣动**时，电机及泵自动停止运行，安全节能。6. 清洗药液液量不足时会自动停机保护，并提醒补充溶液。

[犬伤冲洗装置-狗咬伤用什么？-必备耗材](#)