

## 上海沪西HL-1 实验室恒流泵/蠕动泵

产品名称	上海沪西HL-1 实验室恒流泵/蠕动泵
公司名称	南京晓晓仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:HL-1 压力:1 ( Mpa )
公司地址	南京市秦淮区西一新村14号102室
联系电话	13776665088 13913018188

## 产品详情

产品名称	型号	外形尺寸 长×宽×高	主要技术参数
电脑 数显恒流泵 (实验型)	dhl-a	120×120×180	输出通道：双通道（流量数显） 输出流量：2×（0.6-900）ml/h 输出压力：3 kg/cm <sup>2</sup> 计量范围：0.1-99990ml 修正范围：（修正值1-300‰）
	dhl-b	120×120×180	输出通道：双通道（定时、流量数显） 输出流量：2×（0.6-900）ml/h 输出压力：3kg/cm <sup>2</sup> 计量范围：0.1-99990ml 修正范围：（修正值1-300‰） 定时范围：1秒-99分59秒
恒流泵 (实验型)	hl-1	120×120×180	输出通道：单通道（数显：参考数值1-600） 输出流量：1-600 ml/h

		输出压力： 3 kg/cm <sup>2</sup>	
hl-1b	120 × 120 × 180	输出通道：单通道（转速数显） 输出流量：1-600 ml/h 输出压力： 3 kg/cm <sup>2</sup>	
hl-1s	120 × 120 × 180	输出通道：单通道（聚四氟乙烯泵头） 输出流量：1-600 ml/h (数显：参考数值1-600) 输出压力： 3 kg/cm <sup>2</sup>	
hl-2	120 × 120 × 180	输出通道：双通道（数显：参考数值1-600） 输出流量：2 × (1-600) ml/h 输出压力： 3 kg/cm <sup>2</sup>	
hl-2b	120 × 120 × 180	输出通道：双通道（转速数显） 输出流量：2 × (1-600) ml/h 输出压力： 3 kg/cm <sup>2</sup>	
hl-2d	120 × 120 × 180	输出通道：双通道（定时、转速数显） 输出流量：2 × (0.3-900) ml/h 输出压力： 3 kg/cm <sup>2</sup> 定时时间：1分-19小时59分	
hl-2s	120 × 120 × 180	输出通道：双通道（聚四氟乙烯泵头） 输出流量：2 × (1-600) ml/h (数显：参考数值1-600) 输出压力： 3 kg/cm <sup>2</sup>	
hl-3	泵： 120 × 120 × 180 控制：260 × 250 × 120	输出通道：单通道（分体式） 输出流量：60-10000 ml/h 输出压力： 2 kg/cm <sup>2</sup>	
hl-3b	泵： 120 × 120 × 180 控制：260 × 250 × 120	输出通道：单通道（转速数显、分体式） 输出流量：60-10000 ml/h 输出压力： 2 kg/cm <sup>2</sup>	
hl-4	泵： 120 × 120 × 180	输出通道：单通道（分体式）	

		控制：260 × 250 × 120	输出流量：60-18000 ml/h 输出压力：2 kg/cm <sup>2</sup>
hl-4b	泵：120 × 120 × 180	控制：260 × 250 × 120	输出通道：单通道（转速数显、分体式） 输出流量：60-18000 ml/h 输出压力：2 kg/cm <sup>2</sup>
hl-4d	泵：120 × 120 × 180	控制：260 × 250 × 120	输出通道：单通道（定时、转速数显、分体式） 输出流量：60-18000 ml/h 输出压力：2 kg/cm <sup>2</sup> 停机时间：1秒-99分59秒 定时时间：1秒-99分59秒

本产品的品牌是上海沪西，型号是HL-1，压力是1（Mpa），材质是不锈钢，泵轴位置是卧式，叶轮吸入方式是单吸式，驱动方式是电动，性能是耐腐蚀,无泄露，用途是管道泵，原理是蠕动泵，适用范围是1-600ml/h，流量是1-600（m<sup>3</sup>/h），扬程是1.2 × 3（m），叶轮结构是分体式，叶轮数目是3，工作压力是3，规格是HL-1