

# 吉大小天鹅GDYQ-110SE病害肉·变质肉快速检测仪 专卖

产品名称	吉大小天鹅GDYQ-110SE病害肉·变质肉快速检测仪 专卖
公司名称	杭州得聚仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:吉大小天鹅 型号:GDYQ-110SE
公司地址	杭州市江干区弘通丁兰商业中心三幢523室
联系电话	13575673910 18958097718

## 产品详情

【吉大小天鹅】gdyq-110se病害肉·变质肉快速检测仪 正品专卖

### 一、应用领域：

适用于肉类及肉制品中挥发性盐基氮、新鲜猪肉中pod及新鲜鸡肉中pod的定量测定。

### 二、仪器特点：

检测方法：挥发性盐基氮的检测方法符合《gb/t5009.44—2003肉与肉制品卫生标准的分析方法》。

仪器构成：检测仪由主机、前处理装置、试剂包等构成，整箱包装，仪器体积小、重量轻，操作简单，适于野外现场及实验室使用。

光路系统：采用固体发光器件既作光源又作单色器，光源/单色器、比色槽、传感器一体化，无可动部件，脉冲供电方式，光源使用寿命达10万小时，与传统分光系统相比，光学系统结构简单，增强仪器抗震、抗潮性能，大大提高了仪器的精度、灵敏度和可靠性。

显示方式：采用4.7英寸大液晶显示屏，中文显示。直接显示被测物浓度，并显示当次测量吸光度。

内置曲线：仪器具有内置工作曲线，无需配制标准溶液，只需要用配套试剂进行零点校正后，即可实现样品的快速定量测定。

测量方式：样品显色和测量为同一密闭器皿（圆柱形），无需转移，提高检测精度。

专用试剂盒：通过专用的预制试剂，大大缩短试剂配制时间，操作简单，使用方便。加入专用试剂包

显色后，仅需零点校正即可实现被测物的测定。

单机软件：仪器具有测量、设置、记录、保存和数据统计处理等多项功能。

联机软件：可实现样品名称、被检测项目、检测机构、检测人员等信息的输入，可导出excel格式数据。可直接编写检测报告，通过外置打印系统即可实现报告打印。

数据接口：外设usb接口，支持数据管理和仪器控制。

耗材配件：提供完备的专用前处理设备和耗材，一站式服务。

### 三、技术指标：

光源：超高亮发光二极管

波长：

pod值：630 nm

挥发性盐基氮：410 nm

测定下限：

pod值：0.010 abs

挥发性盐基氮：1.0 mg/100g

测定范围：

pod值：0.000 ~ 2.000 abs

挥发性盐基氮：

0.0-150.0 mg/100g

ph：0.2-14.0

测量精度：± 5%

电源：dc 9v

ac ( 220 ± 20 v、50 ± 1 hz )

尺寸：470x280x150 mm

重量：3.3 kg

### 四、配置：

超声提取仪1台

水浴锅1台

电子台秤1台

样品前处理器具1套

微机接口和数据处理软件1套

内置微型打印机1台

试剂各1套（每套50次）

本产品的类型是有毒物质检测仪器，品牌是吉大小天鹅，型号是GDYQ-110SE，检测项目是瘦肉精