

医用恒温箱液37度保温手术室加热液体恒温箱

产品名称	医用恒温箱液37度保温手术室加热液体恒温箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	74013.00/台
规格参数	介绍:福意联医用恒温箱 温度:2-48 /0-100 容积:50-150-430-1028升
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

医用恒温箱液37度保温手术室加热液体恒温箱产品说明-

患者在手术中容易出现低体温的情况,尤其在年老体弱、小儿、一般情况差,长时间大手术和术中输注或冲洗大量冷冻库存血及大量低温液体的患者优良为明显。据报道,低体温可影响患者重要脏器的代谢和功能,严重者可出现重要脏器功能衰竭、严重不可逆的低血压,甚至室颤导致死亡,所以在手术室使用的药品都需要提前进行加热保温,避免低体温的发生。福意联手术室恒温箱适可加温液体药品、冲洗液、甘露醇、造影剂、透析液、B液等。

医用恒温箱液37度保温手术室加热液体恒温箱产品参数：

医用恒温箱液37度保温手术室加热液体恒温箱使用说明：

1、先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常稳定。2、根据箱体大小放入相应的液体药品的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱体内空气正常流通。特别说明：放入之前应确保液体药品包装完好不破损。3、放入药品后设置温恒温箱的温度为37度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过低，造成不必要的危害。4、根据液体药品的使用量和液体药品的低温程度来合理安排放入数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

医用恒温箱液37度保温手术室加热液体恒温箱相关-探讨加温盐水冲管预防甘露醇输注致静脉炎的临床效果.方法:选择本院于2015年6月~2016年6月期间收治的86例接受甘露醇治疗的清醒患者作为研究对象,随机将其分为观察组与对照组,各43例.两组患者均输注已加温至25~35℃的20%甘露醇,对照组患者甘露醇药液输注完成后,直接接上常规液体或正压封管,观察组患者输注完成后采用10ml加温后的生理盐水进行脉冲式冲管后接上常规液体或正压封管.比较两组患者治疗期间的静脉炎发生率及静脉留置针留置时间.结果:对照组静脉炎总发生率明显高于观察组,差异显著($P<0.05$);对照组患者留置针时间短于观察组患者,差异显著($P<0.05$).结论:加温盐水冲管预防甘露醇输注致静脉炎效果显著,可明显减少患者静脉炎的发生,使静脉留置针的使用时间延长.医用恒温箱液37度保温手术室加热液体恒温箱