

医院液体恒温箱2-48度医用加温箱

产品名称	医院液体恒温箱2-48度医用加温箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	69362.00/台
规格参数	介绍:福意联医用恒温箱 温度:2-48 /0-100 容积:50-150-430-1028升
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

医院液体恒温箱2-48度医用加温箱产品说明-

十多年来，福意联致力于医疗恒温，提升医疗售后质量及优良大限度减少疼痛和医疗成本，成功开发出医用恒温箱。福意联手术室恒温箱加温液体药品37度，有效减少低体温症的发生，提升手术护理质量。本产品适可加温液体药品、医用盐水、冲洗液、甘露醇、造影剂、透析液、B液等。

医院液体恒温箱2-48度医用加温箱产品参数：

医院液体恒温箱2-48度医用加温箱使用说明：

1、先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常稳定。2、根据箱体大小放入相应的液体药品的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱体内空气正常流通。特别说明：放入之前应确保液体药品包装完好不破损。3、放入药品后设置温恒温箱的温度为37度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过低，造成不必要的危害。4、根据液体药品的使用量和液体药品的低温程度来合理安排放入数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

医院液体恒温箱2-48度医用加温箱相关-观察综合保温对异位*腹腔镜手术患者体温的影响.方法:将80例异位*腹腔镜手术患者随机分成综合保温组(观察组)和普通保温组(对照组)各40例.普通保温组的保温方法是:室温保持在(22~25) ,另加体表覆盖棉被的一般方法;综合保温方的保温方法是:室温保持在(22~25) ,另加液体、血液及冲洗液加温37 ,变温水毯、加盖加温棉被的保温方法.观察两组患者手术开始时、手术开始后30min、60min、90min及手术完毕时各时间点体温的变化.结果:对照组在手术开始时、30min、60min、90min及手术完毕时各时间点体温显著下降(p