

BZY-2全自动表界面张力仪

产品名称	BZY-2全自动表界面张力仪
公司名称	上海沪粤明科学仪器有限公司
价格	面议
规格参数	测力类型: 品牌:上海 型号:BZY-2
公司地址	上海市金山区金山卫镇钱鑫路267号104室
联系电话	86 021 53751203/63216650 13818412088

产品详情

技术参数

- 1.测量时间：在自动操作模式下，低浓度样品5秒之内
- 2.可全量程去皮重：归零迅速正确（一键完成）
- 3.全量程自动校正：测量值稳定可靠，（配以随机标准砝码，一键完成）
- 4.样品台自动升降、全自动测量
- 5.测试数据液晶显示:可通过rs232c接口输出
- 6.试样温度控制：选用外接恒温槽和试样恒温池(选件)以适应不同的测试温度
- 7.测量温度范围：根据外接恒温槽的不同，可在0 ~ 110 之内
- 8.试样温度测量：精密检测试样温度；精度0.1 ，数显(选件)

产品名称：	bzy-1	bzy-2		
测试范围:	0 - 400.0 mn/m	0 - 400.0 mn/m		
灵敏度:	0.1 mn/m	0.01 mn/m		
测量精度：	?0.1 mn/m	0.02 mn/m		
重复性：	?0.1 mn/m?	0.02 mn/m		
数据显示:				lcd显示屏
测量时间:			在自	动操作模式下，测量低浓度样

正确度： ±0.1mn/m（或 ±0.02mn/m）（二次蒸馏水或纯酒精）重复性：
±0.1mn/m（或 ±0.02mn/m）（二次蒸馏水或纯酒精）

?标准配置：

主机	1台	?酒精灯	1个
白金板	1片	镊子	1个

玻璃器皿	2套	操作手册	1本
标准砝码	1个	同步实时曲线软件	1套

??

主要特点

操作简单，无需外接电脑控制，只通过几个面板上的按键即可完成如归零、校正、调整系数、测试等动作；

用铂金板法/环法测量液体的表面/界面张力 全量程去皮重（一键完成），归零准确迅速

全量程自动校正；（一键完成），测量值稳定可靠

自动读取表面张力平衡值；

仪器介绍

bzy-1（bzy-2）型全自动表面张力仪采用先进的闭环电磁力平衡测量技术，使国产表面张力仪的测量精度、重复性和线性都达到新的高度。专利号为：zl 2005 2 0039453.1 仪器内部是全数字量运算，微处理控制，带来的显著特点是：先进的专利技术、简便的操作方法、准确的测试结果、良好的数据重现性、全方位的售后服务，使bzy系列全自动表面/界面张力仪迅速为广大用户所接受并得到广泛一致的好评。

分析方法1.试样的表面张力与温度的关系相关资料[下载样本]1.byz型表面张力仪技术资料2.表面张力仪曲线软件操作手册3.实时曲线软件可打印实测曲线数据又可保存数据

本产品的测力类型是拉力计，品牌是上海，型号是BZY-2，类型是数字式测力仪表，测量范围是0-200（N），测量精度是0-999，外形尺寸是220*220*320（mm），重量是1（kg），适用范围是电气,食品加工,医疗，加工定制是是