

YDN101型运动粘度测定仪-全自动油品运动粘度测定仪

产品名称	YDN101型运动粘度测定仪-全自动油品运动粘度测定仪
公司名称	德州市富凯化工有限责任公司
价格	面议
规格参数	品牌:国产 型号:YDN101
公司地址	德州市德城区向阳南路南市便民市场B区营业楼9号
联系电话	86-05342105200 15965988985

产品详情

ydn101型运动粘度自动测定仪

仪器符合gb/t265标准，也适用gb1841标准所规定的塑料树脂等其他产品的运动粘度。仪器采用先进的单片机、彩色中文液晶显示，温度控制准确、精度高，自动精确计时、自动计算运动粘度和动力度、自动打印测定结果，外形结构新颖，浴缸20l，双层分体结构，是一款国内先进的运动粘度测定仪。

技术参数：

毛细管粘度计：	符合sh/t0173-92《玻璃毛细管粘度计技术条件》；符合jig155《工作毛细管粘度计检定规程》；
控温范围：	室温~200（水浴：室温~95；油浴：90~200）
运动粘度测定范围：	0.5~20000mm ² /s
动力粘度测定范：	0.3~40000mpa.s
显示方式：	5寸彩色中文液晶显示
测温精度：	±0.01
控温精度：	±0.05
计时精度：	0.1s
搅拌转速：	1300转/分
实验孔数：	4孔
打印机：	热敏微型打印机
加热功率：	主加热器：800w，辅助加热器：1000w
存储方式：	自动跟踪日期，掉电存储数据，可存储256个历史记录
工作电源：	220v±10%；50hz
环境温度：	5~45，相对湿度<85%
搅拌转速：	1300转/分
外型尺寸：	440mm×320mm×450mm

本产品的加工定制是否，品牌是国产，型号是YDN101，测量范围是0.5 ~ 20000mm²/s，测量精度是±0.1，分辨率是±0.05，电源电压是220V ± 10%；50HZ，用途是用于测定液态石油产品,塑料树脂等其他产品运动粘度值